



KATALOG PRODUKTÓW ORTOPEDIA **2024**



www.qmedbymeira.pl

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE
Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

Przyłącz się do nas na Facebooku
i bądź na bieżąco z naszymi nowościami!
Więcej informacji znajdziesz na stronach
qmedbymeysra.pl oraz facebook.com/qmedbymeysra



/qmedbymeysra



/qmedbymeysra



Ten folder zawiera reklamy wyrobów medycznych.

Podmiot prowadzący reklamę wyrobu medycznego:
Producent: mdh Sp. z o.o., ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź

Spełniamy oczekiwania Klientów w zakresie jakości, wzornictwa i nowoczesności naszych produktów i usług. Współpraca z nami gwarantuje sukces biznesowy każdemu Partnerowi.

Firma mdh Sp. z o.o. od 25-ciu lat proponuje rozwiązania medyczne w zakresie ortopedii i rehabilitacji. Inspirują nas Pacjenci i ich potrzeby. W naszej misji zawiera się jakość, design i nowoczesność naszych produktów. Jesteśmy dumni, że możemy pomagać osobom z dysfunkcjami narządów ruchu. Każdego dnia podnosimy jakość życia osób potrzebujących – to przynosi nam ogromną satysfakcję i świadomość,

że nasza praca ma sens. Dbamy także o interesy naszych Klientów – profesjonalizm w każdej dziedzinie to kluczowy wyznacznik naszych działań. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie kompleksowej obsługi handlowo-doradczej. Zadowolenie naszych Klientów to nasz priorytet.

Zespół mdh Sp. z o.o.





Qmed by Meyra to marka sprzętu ortopedycznego, będąca własnością firmy mdh Sp. z o.o., która powstała z połączenia dwóch brandów Qmed i Meyra Medical. Spółka mdh od ponad dwudziestu lat proponuje rozwiązania medyczne w zakresie ortopedii i rehabilitacji, zaś aktywność biznesowa firmy widoczna jest na wielu obszarach działalności. Linie produktowe Qmed i Meyra Medical obejmowały kompleksowe zaopatrzenie ortotyczne dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu, dlatego też postanowiliśmy połączyć dwie silne marki z wieloletnimi tradycjami, tworząc jeden brand zawierający ofertę kompletną i konkurencyjną. Wykorzystanie znaku MEYRA będącego światową marką sprzętu medycznego oraz QMED z ustabilizowaną pozycją na polskim rynku, pozwala dzięki ogromnemu doświadczeniu na utrzymanie silnej i rozpoznawalnej marki, charakteryzującej się

wysoką jakością i bezpieczeństwem produktów. Marka Qmed by Meyra obejmuje kompleksowe zaopatrzenie odcinka szyjnego, tułowia, jak i kończyn górnych i dolnych, włączając w to produkty dla dzieci. Nasz sprzęt ortopedyczny efektywnie wspomaga proces leczenia i rehabilitacji różnego typu urazów narządów ruchu, oraz ma zastosowanie w profilaktyce. Wszystkie wykorzystywane w produkcji materiały zapewniają komfort użytkowania pacjenta, a przede wszystkim posiadają niezbędne atesty zezwalające na kontakt z ciałem, mają nowoczesny design, a dzięki szerokiej gamie rozmiarów są bardzo uniwersalne. Łączymy kompetencje różnych jednostek, aby dostrzec nowe perspektywy, a przez to wprowadzać nowe rozwiązania, zaś ścisła współpraca z sektorem medycznym zapewnia rozwój funkcjonalności naszych produktów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

SPIS TREŚCI

	Qmed Kids	6
	Ortezy odcinka szyjnego	12
	Ortezy kończyn górnych	18
	Ortezy tułowia	46
	Ortezy kończyn dolnych	66





Qmed[®] Kids

Qmed KIDS to linia produktów ortopedycznych zaprojektowanych specjalnie dla dzieci.

Nasze zaopatrzenie obejmuje szeroką gamę produktów przeznaczonych dla najmłodszych w różnym wieku oraz w przypadku różnego rodzaju urazów i kontuzji. Nasza seria obejmuje ortezy nadgarstka z ujęciem kciuka lub bez, jak również ortezy stawu skokowego, prostotrzymacz tak istotny w utrzymaniu właściwej postawy, a także ortezy stopowo-goleniowe oraz pooperacyjne stawu kolanowego.

KID MANU UNIVERSAL

ORTEZA NADGARSTKA Z UJĘCIEM KCIUKA
nr kat. DRQF3F



CECHY PRODUKTU:

- konstrukcja ortezy zbudowana z lekkich materiałów,
- orteza zaopatrzona w pasy zapewniające modulowaną siłę kompresji,
- uniwersalna aluminiowa stalka z ujęciem kciuka,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przy urazach nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka w przypadku uprawiania sportu.

Rozmiar uniwersalny.
Długość ortezy: 17 cm.



KID MANU UNIVERSAL LONG

ORTEZA NADGARSTKA Z UJĘCIEM KCIUKA
nr kat. DRQF3G



CECHY PRODUKTU:

- konstrukcja ortezy zbudowana z lekkich materiałów,
- orteza zaopatrzona w pasy zapewniające modulowaną siłę kompresji,
- uniwersalna aluminiowa stalka z ujęciem kciuka,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przy urazach nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka w przypadku uprawiania sportu.

Rozmiar uniwersalny.
Długość ortezy: 20 cm.



KID AEROSTAB

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW SKOKOWY
nr kat. DRQ10T



CECHY PRODUKTU:

- konstrukcja ortezy zbudowana z lekkich i trwałych materiałów,
- łatwy i wygodny sposób zakładania ortezy,
- miejsce dla pięty gwarantuje bezpieczne ułożenie stopy w ortezie,
- ściągana sznurówka za pomocą stopera oraz taśmy dla lepszej stabilizacji.

ZASTOSOWANIE:

zabezpiecza staw skokowy przed nadmiernymi ruchami ewersyjnymi oraz inwersyjnymi. Stabilizacja w przypadku trwałej lub czasowej niestabilności stawu. Leczenie urazów stawów skokowych: skręceń I i II stopnia, uszkodzeń więzadłowych. Profilaktyka urazów, przeciążeń oraz nawykowych skręceń w okolicach stawu piszczelowo-skokowego.

Rozmiar	Obwód stawu skokowego przez piętę (cm)
1	20-23
2	23-25
3	25-27

KID AFO-SOFT

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO
nr kat. DRQ10U



CECHY PRODUKTU:

- efektywne wspomaganie leczenia i rehabilitacji w urazach i dysfunkcji stawu skokowego,
- konstrukcja wspomagająca więzadła poboczne kostek, jak również pośrednie ustawienie stopy,
- dzianina Air-X, z której zbudowana jest orteza, bardzo dobrze przepuszcza powietrze i nie zatrzymuje wilgoci,
- elastyczna taśma pozwala regulować usztywnienie,
- umieszczone w ortezie strefy komfortu zabezpieczają przed otarciami.

ZASTOSOWANIE:

przewlekłe, umiarkowane, niestabilności w stawie skokowym. Kontynuacja leczenia pooperacyjnego urazów oraz w ostrych uszkodzeniach więzadła pobocznego. Prewencja uszkodzeń po wcześniejszych urazach (przy umiarkowanym obrzęku). Uszkodzenia torebki stawowej i zapalenie ścięgien stawu skokowego.

Rozmiar uniwersalny.



KID PROSPINE

PROSTOTRZYMACZ ÓSEMKOWY (DZIECIĘCY)
nr kat. DRQH0W



CECHY PRODUKTU:

- profilaktyka i pomoc w utrzymaniu prostej postawy,
- orteza wykonana z lekkich i trwałych materiałów,
- szerokie zastosowanie terapeutyczne przy korekcji wad postawy,
- wspomaganie procesów leczenia i rehabilitacji w urazach obojczyków,
- orteza posiada duże możliwości regulacyjne,
- rozstaw barków 15-30 cm.

ZASTOSOWANIE:

urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej. Wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej. Zespoły bólowe piersiowego odcinka kręgosłupa. Hyperkifoza piersiowa.

Rozmiar uniwersalny.



KID AIR WALKING BOOT

ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA
nr kat. DRQI5G



CECHY PRODUKTU:

- miękka wyściółka zaopatrzona w rzepy,
- konstrukcja ze składanych elementów,
- pasy zabezpieczające stopę i staw skokowy w ortezie,
- but zaopatrzony w pionowe podpórki,
- taśmy zapinane od stopy w kierunku goleni,
- regulowane ciśnienie w komorach powietrznych ortezy,
- orteza zaopatrzona w przycisk do pompowania komory powietrznej.

ZASTOSOWANIE:

zapewnia stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, leczenie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego oraz śródstopia.

Rozmiar	S	M	L
Długość (cm)	16,3	20,1	22,5
Szerokość podeszwy (cm)	7,8	9,1	10,4
Wysokość (cm)	17,5	22,5	28,7
Wkładka (cm)	15 +/- 0,5	19 +/- 0,5	21 +/- 0,5
Rozmiar obuwia	23 - 26	27 - 30	31 - 33



KID RUSH

ORTEZA POOPERACYJNA
STAWU KOLANOWEGO
nr kat. DRQ10V




CECHY PRODUKTU:

- dwuszywna boczna stabilizacja,
- cztery samoprzyczepne regulowane taśmy stabilizujące,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia: od 0° do 120°, co 10° i wyprostu: od -10° do 90° co 10°,
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°, 15°, 30°, 45°,
- płaska konstrukcja zegara,
- intuicyjny system dopasowania długości ortezy,
- panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy,
- miękkie wyściełanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej,
- regulacja długości w przedziale: 41-55 cm (udo: 20-27 cm, goleń: 21-28 cm).

ZASTOSOWANIE:

ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagających kontroli zakresu ruchu.

Rozmiar uniwersalny.





ORTEZY ODCINKA SZYJNEGO

Ortezy odcinka szyjnego to kołnierze ortopedyczne różnego rodzaju służące do unieruchomienia tego odcinka kręgosłupa. Kołnierze stosuje się w zmianach zniekształcających odcinek szyjny kręgosłupa, w leczeniu schorzeń mięśni szyi, w zmianach zwyrodnieniowych szyjnego odcinka kręgosłupa oraz w leczeniu uzupełniającym.

KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY

MODEL SCHANTZ (NT-BAC)
nr kat. DRQA0B



CECHY PRODUKTU:

- miękki kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki poliuretanowej,
- zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa,
- obszycie kołnierza posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne,
- wyprofilowany anatomicznie,
- kolor beżowy i szary.

ZASTOSOWANIE:

dysfunkcje obszaru szyjnego wymagające względnego unieruchomienia, artrozy, dyskopatia, inne zespoły bólowe, doleczenie stłuczeń, skręceń, stany zapalne i przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego odcinka szyjnego.

*	29,5 - 32,5	32,6 - 35,5	35,6 - 38,5	38,6 - 41,5	41,6 - 44,5	44,6 - 47,5
** 7,0	A1	A2	A3	A4	A5	A6
** 8,5	B1	B2	B3	B4	B5	B6
** 10,0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
** 12,0	D1	D2	D3	D4	D5	D6

* obwód szyi (cm) ** wysokość kołnierza

KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY

MODEL FLORIDA (NT-BAC Plus)
nr kat. DRQA0C



CECHY PRODUKTU:

- półsztywny kołnierz ortopedyczny wykonany z pianki poliuretanowej z wyczeplianą, polipropylenową wkładką usztywniającą,
- zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa,
- obszycie kołnierza posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne,
- wyprofilowany anatomicznie,
- kolor beżowy i szary.

ZASTOSOWANIE:

dysfunkcje obszaru szyjnego: uszkodzenia mięśni i więzadeł, przeciążenia i stany zapalne, dysfunkcje stawów międzykręgowych, uszkodzenie krążka międzykręgowego (ból korzeniowy, bóle odniesione), artrozy, choroby reumatoidalne, doleczenie stłuczeń, skręceń, złamań.

*	29,5 - 32,5	32,6 - 35,5	35,6 - 38,5	38,6 - 41,5	41,6 - 44,5	44,6 - 47,5
** 7,0	A1	A2	A3	A4	A5	A6
** 8,5	B1	B2	B3	B4	B5	B6
** 10,0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
** 12,0	D1	D2	D3	D4	D5	D6

* obwód szyi (cm) ** wysokość kołnierza

COLLAR STARK

KOŁNIERZ SZTYWNY
nr kat. MQA2D



CECHY PRODUKTU:

- dwuczęściowy sztywny kołnierz ortopedyczny,
- bardzo lekki wykonany z kontaktowo "cieplej" pianki,
- wykonany z nietoksycznej i hipoalergicznego pianki poliuretanowej,
- zapinany dwustronnie taśmami rzepowymi,
- posiada otwór tracheotomijny oraz otwory dla swobodnego przepływu powietrza,
- przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI,
- łatwy w użytkowaniu i konserwacji,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

unieruchomienie szyjnego odcinka kręgosłupa, odciążenie dla elementów stawowych, stabilizacja, pomoc w rehabilitacji, w stanach pooperacyjnych, do zastosowania nagłego i transportowego. Możliwość rozbudowy do ortozy półgorsetowej piersiowej lub czaszkowej (dodatkowe elementy konstrukcyjne).

Rozmiar (cm)	5,71	8,25	10,79	13,33
Rozmiar (cale)	2 ¼	3 ¼	4 ¼	5 ¼
S (25-33)	S2	S3	S4	S5
M (33-40)	M2	M3	M4	M5
L (40-48)	L2	L3	L4	L5
XL (48 i więcej)	XL2	XL3	XL4	XL5

COLLAR STARK STABILIZER

ORTEZA PÓŁGORSETOWA
nr kat. MQA3J



CECHY PRODUKTU:

- konstrukcja półsztywna, wyjątkowo lekka i trwała,
- do stosowania z kołnierzem typu Collar Stark,
- zwiększa stabilizację odcinka szyjnego względem odcinka piersiowego kręgosłupa,
- nie posiada metalowych części,
- przenikalna dla promieni RTG, CT, MRI,
- zapinana na rzepy,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

unieruchomienie i odciążenie odcinka szyjno-piersiowego do poziomu Th 10-11.

DO ZASTOSOWANIA Z KOŁNIERZEM COLLAR STARK.

Rozmiar uniwersalny.

STARK STABILIZER

KOŁNIERZ SZTYWNY Z ORTEZĄ
PÓŁGORSETOWĄ PIERSIOWĄ
nr kat. MQA2DS



CECHY PRODUKTU:

- zestaw składa się z kołnierza i ortezy półgorsetowej,
- sztywny kołnierz ortopedyczny, wykonany z kontaktowo "cieplej" pianki poliuretanowej bardzo lekkiej, nietoksycznej i hipoalergicznego,
- zapinany dwustronnie taśmami rzepowymi,
- posiada otwór tracheotomijny oraz otwory dla swobodnego przepływu powietrza,
- zestaw przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI, nie posiada metalowych części,
- zestaw zwiększa stabilizację odcinka szyjnego względem odcinka piersiowego kręgosłupa,
- cała konstrukcja pól sztywna, lekka i trwała,
- zestaw łatwy w użytkowaniu i konserwacji,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

unieruchomienie i odciążenie odcinka szyjno-piersiowego do poziomu Th 10-11.

Rozmiar (cm)	5,71	8,25	10,79	13,33
Rozmiar (cale)	2 ¼	3 ¼	4 ¼	5 ¼
S (25-33)	S2	S3	S4	S5
M (33-40)	M2	M3	M4	M5
L (40-48)	L2	L3	L4	L5
XL (48 i więcej)	XL2	XL3	XL4	XL5

COLLAR STARK HALO

ORTEZA CZASZKOWA
nr kat. MQA4L



CECHY PRODUKTU:

- zwiększa stabilizację uzyskaną przez kołnierz Collar Stark, oddziałującą na górną część czaszki,
- nie posiada metalowych elementów,
- przenikalna dla promieni RTG, CT, MRI,
- zapinana na rzep,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

element typu Halo zwiększa siłę stabilizacji czaszkowej w połączeniu z kołnierzem sztywnym tworzącym ortezę szyjno-czaszkową lub dodatkowo z ortezą czaszkowo-szyjno-piersiową.

Rozmiar uniwersalny.

ONE

GORSET ORTOPEDYCZNY TYPU JEWETTA
Z PODPÓRKĄ POD POTYLICĘ I ŻUCHWĘ
nr kat. DRQB0ES



CECHY PRODUKTU:

- zestaw składa się z gorsetu ortopedycznego typu Jewetta oraz podpórki pod potylicę i żuchwę,
- możliwość indywidualnego dopasowania kształtu do pacjenta,
- szeroki zakres regulacji wysokości za pomocą dołączanego zestawu wkrętów,
- lekka, aluminiowa konstrukcja malowana proszkowo,
- podkładki pod potylicę i żuchwę wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze pianki poliuretanowej laminowanej z welurem,
- możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej i dolnej części gorsetu,
- łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej V umożliwiające regulację jej docisku
- grzbietowego.

ZASTOSOWANIE:

stany wymagające unieruchomienia odcinka piersiowego i szyjnego kręgosłupa, stabilizacja pooperacyjna.

Rozmiar	XS*	S	M	L	XL
Wysokość od rękojeści mostka do spojenia łonowego (cm)	36 - 43	37 - 47	40 - 50	43 - 53	46 - 56
Obwód pasa (cm) - wymiar pomocniczy	60 - 75	60 - 75	75 - 90	90 - 105	105 - 115

* Rozmiar XS posiada zmniejszone łączniki boczne oraz skrócone pasy dla lepszego komfortu użytkowania, pelota tylna V jest krótsza 5cm



ORTEZY KOŃCZYN GÓRNYCH

Do ortez kończyn górnych zaliczają się: ortozy obojczykowo-ramienne, barkowe, na staw łokciowy i przedramię, a także na dłoń i staw nadgarstkowy. Sprzęt tego typu stosuje się w doleczaniu i rekonwalescencji przy urazach stawów barkowych, łokciowych lub nadgarstka.

ACROMED

ORTEZA STAWU BARKOWEGO
nr kat. DRQJ0B



CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się z tutora wykonanego z oddychającej dzianiny,
- posiada system taśm sztywnych oraz dodatkowe, elastyczne taśmy,
- wersja na prawy i lewy staw barkowy.

ZASTOSOWANIE:

pooperacyjne leczenie złamań głowy kości ramiennej, wydrążenia stawowego łopatki, zwichnięcia stawu ramiennego, zmiany zwyrodnieniowe stawu ramiennego i związane z nimi zespoły bólowe, nawykowe zwichnięcia stawu ramiennego, doleczanie po rekonstrukcji obrąbkowo-torebkowej, zabezpieczenie przed zwichnięciem stawu ramiennego w przypadku porażenia kończyny górnej różnej etiologii.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód bicepsa w najszerszym miejscu (cm)	<26	26 - 29	29 - 33	33 - 36	36 - 39

KAMIZELKA ORTOPEDYCZNA

nr kat. DRQC



CECHY PRODUKTU:

- ustawia ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej,
- pozwala na regulację zgięcia w stawie łokciowym w zakresie 90°-120°,
- posiada dodatkowy element zabezpieczająco-odciążający dłoń,
- umożliwia zminimalizowanie okresu stosowania opatrunków gipsowych,
- duże możliwości regulacji,
- konstrukcja maksymalnie zbliżona do klasycznego opatrunku Desaulta,
- wykonana z materiałów o wyjątkowej trwałości, zapewniających jednocześnie maksymalny komfort użytkowania,
- kolor czarny,
- wersja uniwersalna.

ZASTOSOWANIE:

leczenie, doleczanie kontuzji i urazów obszaru barku, obręczy barkowej, stawu ramiennego i łokciowego wymagające unieruchomienia kończyny w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej, stany zapalne i zmiany zwyrodnieniowe wymagające unieruchomienia i odciążenia kończyny górnej, zwichnięcia stawu barkowo-obojęczkowego lub mostkowo-obojęczkowego.

Rozmiar	R000	R00	R0	R1	R2	R3	R4	R5
Obwód klatki piersiowej (cm)	<40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 120	>120

RIGID KAMIZELKA ORTOPEDYCZNA

nr kat. DRQC0C



CECHY PRODUKTU:

- ustawia ramię w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej,
- pozwala na regulację zgięcia w stawie łokciowym w zakresie 90°-120°,
- posiada dodatkowy element zabezpieczająco-odciążający dłoń,
- umożliwia zminimalizowanie okresu stosowania opatrunków gipsowych,
- duże możliwości regulacji,
- konstrukcja maksymalnie zbliżona do klasycznego opatrunku Desaulta,
- wykonana z materiałów o wyjątkowej trwałości, zapewniających jednocześnie maksymalny komfort użytkowania,
- kolor czarny,
- wersja uniwersalna.

ZASTOSOWANIE:

leczenie, dołączanie kontuzji i urazów obszaru barku, obręczy barkowej, stawu ramiennego i łokciowego wymagające unieruchomienia kończyny w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej, stany zapalne i zmiany zwyrodnieniowe wymagające unieruchomienia i odciążenia kończyny górnej, zwłknięcia stawu barkowo-obojczykowego lub mostkowo-obojczykowego.

Rozmiar	R00	R0	R1	R2	R3	R4	R5
Obwód klatki piersiowej (cm)	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 120	>120



AS-BASIC MEDICAL

ORTEZA NA RAMIĘ I BARK
nr kat. MY275101



CECHY PRODUKTU:

- miękko wyścielane ujęcie przedramienia,
- szybkie i łatwe zapinanie na rzepy i sprzączki,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawego i lewego przedramienia,
- dodatkowy pas stabilizujący piersiowy,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- pooperacyjne i pourazowe odciążenie kończyny górnej.

Rozmiar	1	2	3
Długość przedramienia (cm)	30 - 36	36 - 42	42 - 48



AS-15° MEDICAL

ORTEZA ODWODZĄCA
STAW BARKOWY
nr kat. MY275201



CECHY PRODUKTU:

- miękko wyścielane ujęcie przedramienia,
- anatomicznie wyprofilowana poduszka odwodząca,
- szybkie i łatwe zapinanie na rzepy i sprzączki,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawego i lewego przedramienia,
- poduszkę można czyścić oddzielnie,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- pooperacyjnie po złamaniach i endoprotezoplastyce,
- złamania kości ramiennej,
- zwichnięcia.

Rozmiar	1	2	3
Długość przedramienia (cm)	30 - 36	36 - 42	42 - 48

APARAT ODWODZĄCY KONCZYŃNĄ GÓRNĄ

nr kat. QSM00020 - rozm. S
nr kat. QSM00030 - rozm. M
nr kat. QSM00040 - rozm. L
nr kat. QSM00050 - rozm. XL



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej pianką poliuretanową,
- dzięki systemowi klinów orteza zapewnia możliwość unieruchomienia ramienia w 15°, 30°, 45° i 60° odwiedzenia,
- otwarta konstrukcja zapewnia możliwość aktywizacji mięśni przedramienia (w trakcie unieruchomienia barku),
- system taśmowy pozwala na łatwe zakładanie ortozy oraz jej regulację zgodnie z potrzebami pacjenta,
- zaopatrzenie zarówno na prawą, jak i lewą stronę,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja kończyny górnej w odwiedzeniu w stawie ramiennym po urazach (skręcenia, zwichnięcia) lub zabiegach chirurgicznych, doleczenie po zabiegu rekonstrukcji stożka rotatorów, unieruchomienie i odciążenie kończyny górnej w przypadku zmian zapalnych w obrębie stawu ramiennego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Długość przedramienia (cm)	25 - 28	28 - 30	30 - 33	33 - 36

APARAT ODWODZĄCY KONCZYŃNĄ GÓRNĄ

nr kat. DRQJ0A



CECHY PRODUKTU:

- aparat został wykonany ze stalowej, lekkiej i wytrzymałej ramy z zamkiem umożliwiającym ustabilizowanie ramienia w odpowiednim, terapeutycznym ustawieniu kątowym (15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°),
- rama pokryta jest miękką wyściółką wykonaną z oddychającej dzianiny zapewniającej komfort użytkowania,
- dzięki regulowanemu systemowi taśm stabilizujących aparat można idealnie dopasować do wymiarów antropometrycznych pacjenta,
- właściwie usytuowane taśmy zapewniają stabilizację kończyny odwiedzonej oraz równo rozkładają jej ciężar nie przeciążając przeciwnego ramienia oraz odcinka szyjnego kręgosłupa,
- zaopatrzenie zarówno na prawą, jak i lewą stronę.

ZASTOSOWANIE:

leczenie po zwichnięciach barku, plastyka lub uszkodzenie stożka rotatorów, artroskopia stawu ramiennego, podgłówkowe złamanie kości ramiennej, uszkodzenie typu Bankarta, pooperacyjna stabilizacja stawu barkowego, endoprotezoplastyka stawu barkowego.

Rozmiar	S	M	L
Wzrost (cm)	150 - 165	165 - 170	Powyżej 170

TEMBLAK SIATKOWY

nr kat. DRQG0C



TEMBLAK 4-ARM

nr kat. DRQG0A



CECHY PRODUKTU:

miękki temblak wykonany z trwałej siatki poliestrowej, całkowicie ujmuje łokieć, przedramię i dłoń. Łatwy w dopasowaniu, lekki, przewiewny i komfortowy. Wyposażony jest w pas regulowany za pomocą klamry i rzepa, zapewnia prawidłowe rozłożenie ciężaru kończyny i szybkie dopasowanie temblaka. Pas posiada miękką poduszkę zabezpieczającą szyję przed otarciami i nadmiernym uciskiem.

ZASTOSOWANIE:

schorzenia, dysfunkcje i urazy wymagające podtrzymania, stabilizacji lub ograniczenia ruchomości w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej. Podostre zespoły bólowe, stany zapalne i urazy tkanek miękkich, podtrzymanie opatrunków gipsowych, profilaktyka podwichnięć stawu ramiennego przy porażeniach i niedowładach.

Rozmiar ustalamy na podstawie pomiaru przedramienia i dłoni do stawów śródręczno-palcowych, w centymetrach.

Rozmiar	XXS dziecięcy	XS dziecięcy	S	M	L
Długość przedramienia (cm)	15 - 19	19 - 23	23 - 29	29 - 34	34 - 40

CECHY PRODUKTU:

- miękki temblak, wykonany z włókniny polipropylenowej,
- temblak całkowicie ujmuje łokieć, przedramię i rękę,
- szeroka i długa taśma nośna z zapięciem na rzep zapewnia prawidłowe rozłożenie ciężaru kończyny oraz szybkie dopasowanie temblaka,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

schorzenia, dysfunkcje i urazy wymagające podtrzymania, stabilizacji lub ograniczenia ruchomości w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej, podostre zespoły bólowe, stany zapalne i urazy tkanek miękkich, podtrzymanie opatrunków gipsowych, profilaktyka podwichnięć stawu ramiennego, barkowego przy porażeniach i niedowładach.

Rozmiar ustalamy na podstawie pomiaru przedramienia w centymetrach.

Rozmiar	S	M	L
Długość przedramienia (cm)	<30,0	31,0 - 40,0	>41,0



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

TEMBŁAK UNIWERSALNY

nr kat. PHAG011



CECHY PRODUKTU:

tembłak uniwersalny przeznaczony jest do podtrzymywania oraz częściowego unieruchomienia kończyny górnej w przypadku konieczności utrzymania kończyny w jednej pozycji. Tembłak jest lekki i nie wywołuje uczucia dyskomfortu.

ZASTOSOWANIE:

- tembłak podtrzymuje ramię w przypadku skręceń, złamań lub do odciążenia po zabiegach operacyjnych,
- pomaga utrzymać ramię w neutralnej pozycji.

Rozmiar	S	M	L	XL
Długość przedramienia (cm)	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40

STABILIZATOR STAWU ŁOKCIOWEGO

nr kat. PHAF011



CECHY PRODUKTU:

stabilizator stawu łokciowego nadaje się zarówno do celów sportowych - chroni i usztywnia staw łokciowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu łokciowego.

ZASTOSOWANIE:

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu łokciowego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód stawu łokciowego (cm)	19 - 21	22 - 24	25 - 28	29 - 32

EPI MEDICAL

ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO
nr kat. MY 273101 - kolor srebrno-niebieski
nr kat. MY 273301 - kolor czarny



CECHY PRODUKTU:

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- dwie, silikonowe wkładki zapewniają optymalną kompresję tkanek miękkich okolicy stawu łokciowego i odciążenie przyczepów mięśniowych,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny,
- kolor: srebrno-niebieski, czarny.

ZASTOSOWANIE:

- stany zapalne również pochodzenia reumatoidalnego,
- łokieć golfisty i tenisisty,
- skręcenia,
- choroba zwyrodnieniowa stawu łokciowego.

Rozmiar	0	1	2	3	4	5	6
Obwód poniżej stawu łokciowego ok. 12 cm	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29	29 - 31



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

ELBOW SAFE

ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO
nr kat. DRQF0G



CECHY PRODUKTU:

- tutor łokciowy wykonany z oddychającej, elastycznej dzianiny,
- peloty umiejscowione na wysokości nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości ramiennej,
- regulacja siły docisku pelot za pomocą dodatkowej taśmy zapinanej na rzep,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny górnej,
- kolor: szaro-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

doleczanie po urazach stawu łokciowego, profilaktyka przeciążeń stawu łokciowego, doleczenie zapaleń nadkłykci kości ramiennej: bocznego (łokieć tenisisty), przyśrodkowego (łokieć golfisty), zespoły bólowe stawu łokciowego o różnej etiologii, stany zapalne tkanek miękkich i aparatu kostno-stawowego.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód poniżej stawu łokciowego ok. 5 cm	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 32	32 - 34







ELBOW RUSH ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO

BEZ UJĘCIA RĘKI nr kat. DRQF0H

Z UJĘCIEM RĘKI nr kat. DRQF0HS



CECHY PRODUKTU:

- aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu w stawie łokciowym (regulacja co 10°),
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°, 15°, 30°, 45°
- możliwe unieruchomienie stawu w wybranym położeniu,
- możliwość regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu procesu leczenia,
- dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kończyny,
- możliwość regulacji długości i obwodów,
- możliwość zastosowania z uchwytem na dłoń,
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie, doleczenie, rehabilitacja uszkodzeń struktur stawowych wymagających ograniczenia ruchów pronacji i supinacji przedramienia z regulacją ruchów zgięcia i wyprostu w stawie łokciowym.

Rozmiar uniwersalny.

Długość aparatu od 35 cm do 48 cm.

ELBOW PRO ELBOW PRO PLUS (Z UCHWYTEM NA DŁOŃ)

ORTEZA STAWU ŁOKCIOWEGO

nr kat. MQC3G BEZ UJĘCIA RĘKI

nr kat. MQC3H Z UJĘCIEM RĘKI



CECHY PRODUKTU:

- aparat na przedramię i ramię z pojedynczym zegarem kontrolującym zakres ruchu w stawie łokciowym (regulacja co 10°),
- możliwe unieruchomienie stawu w wybranym położeniu,
- możliwość regulacji zakresu ruchów w stawie łokciowym w miarę postępu procesu leczenia,
- dodatkowa taśma nośna do odciążenia i podtrzymania zaopatrzonej kończyny,
- możliwość regulacji długości i obwodów,
- możliwość zastosowania z uchwytem na dłoń (wersja Elbow Pro Plus),
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie, doleczenie, rehabilitacja uszkodzeń struktur stawowych wymagających ograniczenia ruchów pronacji i supinacji przedramienia z regulacją ruchów zgięcia i wyprostu w stawie łokciowym.

Rozmiar uniwersalny.

Długość aparatu od 34 cm do 43 cm.



STABILIZATOR NADGARSTKA

nr kat. PHAF021



CECHY PRODUKTU:

stabilizator stawu nadgarstkowego nadaje się zarówno do celów sportowych - chroni i usztywnia staw nadgarstkowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu nadgarstkowego.

ZASTOSOWANIE:

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu nadgarstkowego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód nadgarstka (cm)	15 - 16	17 - 18	19 - 20	21 - 22



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

PROHAND

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAWU
NADGARSTKOWEGO

nr kat. DRQF0F



CECHY PRODUKTU:

- prosta konstrukcja,
- orteza wykonana z oddychającej, elastycznej dzianiny,
- zapięcie za pomocą rzepa,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

doleczanie po urazach stawu nadgarstkowego, profilaktyka przeciążeń nadgarstka, stany zapalne stawu nadgarstkowego, zespoły bólowe stawu nadgarstkowego o różnej etiologii, zmiany zwyrodnieniowe okolicy nadgarstka, ochrona stawu nadgarstkowego przed powtórnymi urazami przy powrocie do aktywności zawodowej i sportowej.

Rozmiar uniwersalny.





UNO

ORTEZA RĘKI STABILIZUJĄCA PALCE
nr kat. DRQF3I

**CECHY PRODUKTU:**

- miękka orteza szynowa, unieruchamiająca wybrany palec,
- zabezpiecza każdy palec z wyłączeniem kciuka,
- dwa rozmiary pozwalają na zastosowanie do każdej wielkości dłoni,
- miękka, wygodna do noszenia zarówno w dzień i w nocy,
- posiada szynę umożliwiającą stabilizację jednego palca, z możliwością zakupienia dodatkowych szyn,
- wersja na prawą i lewą rękę,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

orteza przeznaczona jest dla pacjentów z deformacją i uszkodzeniem stawów palców, z przewlekłą niestabilnością stawów, z uszkodzeniami urazowymi ścięgien, przy doleczaniu urazów po zdjęciu opatrunku gipsowego, doleczaniu urazów po zabiegach operacyjnych.

Rozmiar	Obwód śródręcza
1	18 - 21 cm
2	22 - 25 cm

DUO

ORTEZA RĘKI STABILIZUJĄCA PALCE
nr kat. DRQF3H

**CECHY PRODUKTU:**

- miękka orteza szynowa, unieruchamiająca wybrane palce,
- zabezpiecza każdy palec z wyłączeniem kciuka,
- rozmiar uniwersalny pozwala na zastosowanie na każdy rozmiar dłoni,
- miękka, wygodna do noszenia zarówno w dzień i w nocy,
- posiada dwa niezależne kanały na szynę,
- wersja na prawą i lewą rękę,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

orteza przeznaczona jest dla pacjentów z deformacją i uszkodzeniem stawów palców, z przewlekłą niestabilnością stawów, z uszkodzeniami urazowymi ścięgien, przy doleczaniu urazów po zdjęciu opatrunku gipsowego, doleczaniu urazów po zabiegach operacyjnych.

Rozmiar	Obwód nadgarstka
Uniwersalny	15 - 26 cm

RHIZO MEDICAL

ORTEZA STABILIZUJĄCA KCIUK
nr kat. MY2763



CECHY PRODUKTU:

- dwie taśmy na rzepy na nadgarstku i kciuku,
- metalowa szyna dopasowana do kształtu kciuka,
- oddychający materiał,
- wersja prawa i lewa,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy stawu śródręczno-paliczkowego,
- kciuk narciarza,
- zmiany zwyrodnieniowe także o podłożu reumatoidalnym stawu śródręczno-paliczkowego kciuka,
- niestabilność stawu śródręczno-paliczkowego.
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu nadgarstkowego.

Rozmiar	1	2	3
Obwód nadgarstka (cm)	12,5 - 16	16 - 20	20 - 23

MANU MEYRA COMFORT

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW
NADGARSTKOWY
nr kat. MY2765



CECHY PRODUKTU:

- dopasowuje się do kształtu kończyny,
- oddychający materiał,
- bezuciskowe brzegi,
- przyjazna dla skóry,
- silikonowa wkładka na dystalnej części łokciowej,
- wewnętrzna dłoniowo plastikowa stalka dla lepszej stabilizacji,
- elastyczna taśma stabilizująca,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- stany zapalne okolicy nadgarstka,
- choroba zwyrodnieniowa stawów,
- niestabilności stawu nadgarstkowego,
- skręcenia,
- zespół cieśni.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód nadgarstka (cm)	14 - 15	15 - 16	16 - 17	17 - 18	18 - 19	19 - 20



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW





MANU UNIVERSAL

ORTEZA NADGARSTKA Z UJĘCIEM KCIUKA
nr kat. DRQF3C



MANU UNIVERSAL LONG

ORTEZA NADGARSTKA Z UJĘCIEM
KCIUKA DŁUGA
nr kat. DRQF3E



CECHY PRODUKTU:

- lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru,
- anatomicznie profilowana aluminiowa stalka wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
- orteza zapewnia stabilizację kciuka dzięki dodatkowej uniwersalnej stalce z ujęciem kciuka,
- profil ortozy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- trzy paski dociągowe zapewniają prawidłowe dopasowanie do kończyny,
- miękkie wykończenie gwarantuje komfort użytkowania,
- zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazu (przeciążeń).

Rozmiar uniwersalny.
Długość ortozy: 22 cm.

CECHY PRODUKTU:

- lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru,
- anatomicznie profilowana aluminiowa stalka wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
- orteza zapewnia stabilizację kciuka dzięki dodatkowej uniwersalnej stalce z ujęciem kciuka,
- profil ortozy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- trzy paski dociągowe zapewniają prawidłowe dopasowanie do kończyny,
- miękkie wykończenie gwarantuje komfort użytkowania.
- zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazu (przeciążeń).

Rozmiar uniwersalny.
Długość ortozy: 29 cm.



VERSA FIT

ORTEZA NA RĘKĘ I PRZEDRAMIĘ
nr kat. MQC2E



CECHY PRODUKTU:

- lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru,
- anatomicznie profilowana aluminiowa stalka wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- trzy paski dociągowe zapewniają prawidłowe dopasowanie,
- miękkie wykończenie gwarantuje komfort użytkowania,
- możliwość wyciągnięcia aluminiowych stalek,
- wyrób dostępny dla prawej i lewej kończyny górnej,
- kolor: niebiesko-czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie urazów nadgarstka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazów i/lub przeciążeń

Rozmiar	XS	STANDARD	XL
Obwód nadgarstka (cm)	10 - 15	11 - 24	19 - 28

THUMB VERSA FIT

ORTEZA NA RĘKĘ I PRZEDRAMIĘ
(Z UJĘCIEM KCIUKA)
nr kat. MQC2C



CECHY PRODUKTU:

- lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru,
- anatomicznie profilowana aluminiowa stalka wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
- orteza zapewnia stabilizację kciuka dzięki specjalnie wyprofilowanej aluminiowej stalce,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- trzy paski dociągowe zapewniają prawidłowe dopasowanie,
- miękkie wykończenie gwarantuje komfort użytkowania,
- możliwość wyciągnięcia aluminiowych stalek,
- wyrób dostępny dla prawej i lewej kończyny górnej,
- kolor: niebiesko-czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie urazów nadgarstka i kciuka oraz dystalnego odcinka przedramienia, przewlekłej niestabilności nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, rekonwalescencja po leczeniu operacyjnym lub zachowawczym, ochrona nadgarstka i kciuka z zespołem bólowym, ochrona nadgarstka i kciuka w przypadku uprawiania sportu lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstawania urazów i/lub przeciążeń.

Rozmiar	XS	STANDARD	XL
Obwód nadgarstka (cm)	10 - 15	11 - 24	19 - 28

MANU MEDICAL
ORTEZA RĘKI STABILIZUJĄCA
nr kat. MY2762



- CECHY PRODUKTU:**
- orteza zapewnia stabilne ułożenie nadgarstka,
 - możliwość regulacji za pomocą trzech zapieg na rzepy,
 - stabilna, aluminiowa szyna, której kształt można dopasować,
 - materiał przepuszczający powietrze,
 - wersja prawa i lewa,
 - kolor: czarny.

- ZASTOSOWANIE:**
- stany zapalne okolicy nadgarstka,
 - choroba zwyrodnieniowa stawów,
 - reumatoidalne zapalenie stawu nadgarstkowego,
 - niestabilności stawu nadgarstkowego,
 - skręcenia,
 - zespół cieśni.

Rozmiar	1	2	3	4
Obwód nadgarstka (cm)	13 - 16	16 - 19	19 - 22	22 - 25

MANU MEDICAL PLUS
ORTEZA RĘKI STABILIZUJĄCA
nr kat. MY2761



- CECHY PRODUKTU:**
- orteza zapewnia stabilne ułożenie nadgarstka,
 - możliwość regulacji za pomocą trzech zapieg na rzepy,
 - stabilna, aluminiowa szyna, której kształt można dopasować,
 - materiał przepuszczający powietrze,
 - wersja prawa i lewa,
 - kolor: czarny.

- ZASTOSOWANIE:**
- urazy stawu siodełkowatego kciuka,
 - stany zapalne okolicy nadgarstka,
 - choroba zwyrodnieniowa stawów,
 - reumatoidalne zapalenie stawu nadgarstkowego,
 - niestabilności stawu nadgarstkowego,
 - skręcenia,
 - zespół cieśni.

Rozmiar	1	2	3	4
Obwód nadgarstka (cm)	13 - 16	16 - 19	19 - 22	22 - 25

ORTEZA NA RĘKĘ I PRZEDRAMIĘ

nr. kat. Q41301



CECHY PRODUKTU:

- lekka otwarta konstrukcja wykonana z pianki, nylonu, poliestru oraz lycry wzmocniona dodatkowo dwiema fiszbinami,
- konstrukcja zapewnia swobodne ruchy kciuka,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- wyjmowalna anatomicznie wyprofilowana stalka,
- zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę,
- kolor czarno-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

zmiany zwyrodnieniowe i stany przeciążeniowe nadgarstka, zespoły bólowe lub stany zapalne w przebiegu uszkodzeń nadgarstka, ochrona nadgarstka w przypadku uprawiania sportów lub wykonywania zawodów związanych z ryzykiem powstania urazów (przeciążeń).

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód nadgarstka (cm)	13 - 15	15 - 18	18 - 20	20 - 22

UNI HAND

SZYNA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ

nr kat. DRQF3D



CECHY PRODUKTU:

- lekka otwarta konstrukcja wyściełana miękką, hipoalergiczną dzianiną zapewniającą komfort użytkowania,
- profil ortezy zapewniający unieruchomienie stawu nadgarstkowego w pozycji funkcjonalnej,
- wyjmowana, anatomicznie wyprofilowana stalka,
- zapinana przy pomocy taśm z rzepem,
- zaopatrzenie uniwersalne na prawą i lewą rękę,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

schorzenia nadgarstka, śródręcza, palców wymagające unieruchomienia, stabilizacji i odciążenia zaopatrywanego obszaru. Zabiegi chirurgiczne, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, uszkodzenia nerwów obwodowych oraz CUN (z porażeniem kończyny), reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów.

Rozmiar	S	M	L
Obwód nadgarstka (cm)	12,5 - 15,5	15,5 - 17,5	17,5 - 20,5
Szerokość dłoni (cm)	8	9	10

ORTEZA NA DŁOŃ
I PRZEDRAMIĘ

nr kat. Q42006



CECHY PRODUKTU:

- szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa z ujęciem kciuka,
- mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
- wersja lewa i prawa,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrzanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości stawów śródręczno-paliczkowych.

Rozmiar	XS	S	M	L
Szerokość ręki (cm)	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10

WHOSP

SZYNA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ MODEL F
nr kat. DRQF0C



CECHY PRODUKTU:

- szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa bez ujęcia kciuka,
- możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postęпами leczenia i usprawniania - dzięki lekkiemu, aluminiowo-stalowemu stelażowi pokrytemu pianką EVA,
- konstrukcja posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców,
- mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
- wersja uniwersalna.

ZASTOSOWANIE:

schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrzanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości stawów śródręczno-paliczkowych.

Rozmiar	S	M	L
Szerokość ręki (cm)	6,5 - 8,0	8,0 - 9,5	Powyżej 9,5

WHOSP

SZYNA NA DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ MODEL FT
nr kat. DRQF0D



CECHY PRODUKTU:

- szyna, orteza nadgarstkowo-ręczno-palcowa z ujęciem kciuka,
- możliwość indywidualnego dopasowania i zmiany ustawień wraz z postęпами leczenia i usprawniania - dzięki lekkiemu, aluminiowo-stalowemu stelażowi pokrytemu pianką EVA,
- konstrukcja posiada usuwalną, miękką wyściółkę z separatorem palców,
- mocowanie za pomocą szerokich taśm z rzepem,
- wersja lewa i prawa.

ZASTOSOWANIE:

schorzenia nadgarstka, ręki i palców, wymagające podparcia oraz stabilizacji zaopatrywanego obszaru w określonych ustawieniach korekcyjnych i/lub redukujących dolegliwości bólowe, zapalenia ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, reumatoidalne zapalenie stawów, profilaktyka przykurczów, uszkodzenia nerwów obwodowych, zabiegi chirurgiczne.

Rozmiar ustala się na podstawie pomiaru szerokości ręki w centymetrach na wysokości stawów śródręczno-paliczkowych.

Rozmiar	S	M	L
Szerokość ręki (cm)	6,5 - 8,0	8,0 - 9,5	Powyżej 9,5

APARAT STACKA

nr kat. DRQF3A



CECHY PRODUKTU:

- lekka, higieniczna orteza palcowa ręki z szyną naparstkową do natychmiastowego zastosowania,
- skuteczna w terapii,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

unieruchomienie stawów międzypaliczkowych dalszych ręki, uszkodzenie prostownika palca, złamania awulsyjne, złamania kości paliczków dalszych.

Rozmiar	2	3	4	5	5,5	6	7
Obwód palca w stawie międzypaliczkowym dalszym (cm)	5,5 - 6,0	6,0 - 6,5	6,5 - 7,0	7,5 - 8,0	8,5 - 9,0	9,5 - 10,0	10,5 - 11,0



ORTEZY TUŁOWIA

Grupa ortez tułowia to zarówno zaopatrzenie odcinka piersiowego, jak i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Należą do nich różnego rodzaju gorsety, mniej lub bardziej sztywne, odpowiednio wyprofilowane. Wyroby z tej grupy winny być stosowane w przebiegu ostrych lub przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego i piersiowo-lędźwiowego.

PAS BRZUSZNY

nr kat.: DRQH6



CECHY PRODUKTU:

- pas został wykonany z elastycznej taśmy,
- zapinany przy pomocy rzepa,
- szeroki zakres obwodu w jednym rozmiarze,
- kolor: biały.

ZASTOSOWANIE:

ochrona i stabilizacja po zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej i w okresie poporodowym.

Wysokość: 26 cm.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	56 - 71	69 - 84	81 - 96	94 - 109	107 - 122

PAS BRZUSZNY
Z OTWOREM STOMIJNYM

nr kat.: DRQH0T



CECHY PRODUKTU:

- pas został wykonany z elastycznej taśmy,
- ze specjalnym otworem do stomii,
- zapinany przy pomocy rzepa,
- szeroka tabela rozmiarów,
- kolor: biały.

ZASTOSOWANIE:

- dla osób z przetoką jelita wytworzoną na brzuchu (zwłaszcza w okresie pooperacyjnym)
- pas zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny w okolicy przetoki,
- przy już powstałych przepuklinach w okolicy przetoki,
- pas wzmacnia mięśnie brzucha podczas wysiłku fizycznego,
- pas można stosować w przypadkach różnego umiejscowienia przetoki.

Wysokość: 24 cm.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód brzucha (cm)	<80	81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 140	>140

GORSET ŁĘDZWIOWO-KRZYŻOWY

nr kat. PHAH011



CECHY PRODUKTU:

gorset lędźwiowo - krzyżowy efektywnie wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, chorób i dysfunkcji stawów międzykręgowych, krążka międzykręgowego, przyczepów mięśniowych oraz więzadeł odcinka lędźwiowego i przejścia lędźwiowo - krzyżowego kręgosłupa.

ZASTOSOWANIE:

- zespoły bólowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa o różnej etiologii (dyskopatie, spondyloartrozy, kręgozmyk),
- zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa w odcinku lędźwiowym,
- wzmożone napięcia mięśniowe przy dyskopatii.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	80 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

ORTEZA ŁĘDZWIOWO-KRZYŻOWA

nr kat. QBE010



CECHY PRODUKTU:

- sznurówka została wykonana z elastycznych taśm,
- dwie taśmy dociągowe dają lepszą możliwość regulacji docisku grzbietowego z uwzględnieniem poziomu uszkodzenia,
- bierną stabilizację zapewniają metalowe stalki,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych - leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Wysokość: 24 cm.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	56 - 71	69 - 84	81 - 96	94 - 109	107 - 122

SPINACTIVE - LS II

SZNURÓWKA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
nr kat. DRQH0K



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- cztery metalowe, profilowane stalki zapewniające bierną stabilizację,
- taśmy dociągowe umożliwiające regulację i kierunek siły docisku,
- kolor szaro-czarny.

ZASTOSOWANIE:

ostre i podostre bóle lędźwiowe, dyskopatia, rwa kulszowa, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, zespoły przeciążeniowe, stabilizacja okolicy lędźwiowej po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, zaburzenia napięcia mięśniowego powłok brzusznych (interwencja chirurgiczna, zagrożenie przepuklinami).

Wysokość: 25,5 cm.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120	121 - 140

SPINCARE FRAME

GORSET LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY WG. WILLIAMSA
nr kat. DRQH0I



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznej dzianiny,
- materiał umożliwia odprowadzanie wilgoci i ciepła z miejsca przylegania,
- bierną stabilizację zapewniają cztery metalowe, profilowane stalki,
- szlufki ułatwiające zapięcie,
- kolor szaro-biały.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwiowo-krzyżowego (LS), dyskopatie, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa okolicy LS z zespołem bólowym, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, niestabilność obszaru LS.

Wysokość: 26 cm.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

SPINCARE FLEX III

ORTEZA ŁĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
nr kat. DRQH0B1FG



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- cztery półelastyczne stalki z tworzywa sztucznego zapewniające bierną stabilizację (możliwość wyjęcia stalek do prania),
- materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurologicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Wysokość: 27 cm.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód pasa (cm)	56 - 71	69 - 84	81 - 96	94 - 109	107 - 122	120 - 135

SPINACTIVE

GORSET ŁĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY WG. WILLIAMSA
nr kat. DRQH0A



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- cztery półelastyczne stalki z tworzywa sztucznego oraz dodatkowo stalki wymienne (2 szt. PCV i 2 szt. metalowe),
- materiał oddychający, umożliwiający odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- system wyciepialnych taśm dodatkowych, umożliwiających regulację docisku grzbietowego (siły oraz miejsca przyłożenia),
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

ostre i podostre bóle lędźwiowe, dyskopatia, rwa kulszowa, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, zespoły przeciążeniowe, stabilizacja okolicy lędźwiowej po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, zaburzenia napięcia mięśniowego powłok brzusznych (interwencja chirurgiczna, zagrożenie przepuklinami).

Wysokość: 25,5 cm.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120	121 - 140

LUMBO MEDICAL

GORSET ŁĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY
nr kat. MY274101



CECHY PRODUKTU:

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- wygodne i stabilne zapięcie za pomocą rzepa ze szlufkami,
- wkładka zapewnia efekt masażu mięśni okolicy lędźwiowo-krzyżowej i redukuje ból,
- kolor: srebrno-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

- bóle okolicy lędźwiowej różnej etiologii,
- dyskopatie,
- łagodne niestabilności odcinka LS,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód talii (cm)	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

LUMBO MEDICAL COMFORT

GORSET ŁĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY
nr kat. MY274201



CECHY PRODUKTU:

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- podkładka krzyżowa przynosi ulgę i masuje okoliczne mięśnie,
- wygodne i stabilne zapięcie za pomocą rzepa ze szlufkami,
- kolor: srebrno-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

- bóle okolicy lędźwiowej różnej etiologii,
- dyskopatie,
- łagodne niestabilności odcinka LS,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód talii (cm)	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130



LUMBO MEDICAL PRO

GORSET ŁĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY
nr kat. MY274301



CECHY PRODUKTU:

- materiał dopasowuje się do anatomicznych kształtów i zapewnia wysoki komfort noszenia,
- wygodne i stabilne zapięcie za pomocą rzepa ze szlufkami,
- 4 stalki zapewniające stabilizację odcinka LS,
- kolor: srebrno-niebieski.

ZASTOSOWANIE:

- bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej różnej etiologii,
- dyskopatie,
- łagodne niestabilności odcinka LS,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód talii (cm)	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

LUMBO MEDICAL LIGHT

GORSET ŁĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY
nr kat. MY274401



CECHY PRODUKTU:

- elastyczna, przepuszczająca powietrze tkanina,
- zapięcie za pomocą rzepa ze szlufkami,
- dodatkowe taśmy dociągowe,
- 4 stabilizujące stalki w części lędźwiowej,
- regulowane, elastyczne zapinanie,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej różnej etiologii,
- dyskopatie,
- łagodne niestabilności odcinka LS,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód talii (cm)	64 - 72	72 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120

PREMIUM S

GORSET ŁĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY
nr kat. DRQH0R



SPINCARE PIN

ORTEZA ŁĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
nr kat. QBĖ23020



CECHY PRODUKTU:

- sznurówka wykonana z miękkiej, elastycznej, oddychającej i hipoalergicznnej dzianiny,
- dwie półsztywne stalki z tworzywa oraz dwie fiszbiny w części grzbietowej oraz dwie fiszbiny w części brzusznej (umieszczone na pasach dociągowych zapewniają zewnętrzną stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego),
- dodatkowe taśmy dociągowe dają możliwość regulacji docisku grzbietowego z uwzględnieniem poziomu uszkodzenia oraz kontroli kierunku działania dynamicznej korekty postawy,
- posiada wymienne stalki (półsztywne PCV 2 szt. lub profilowane metalowe 2 szt.),
- kolor jasnoszary.

ZASTOSOWANIE:

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Wysokość: 29 cm.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125	125 - 135

CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z miękkiej i przewiewnej dzianiny dystansowej o podwójnej strukturze,
- intuicyjny system dociągowy zapewniający indywidualną siłę kompresji w zależności od wymagań pacjenta,
- poliamidowa linka dociągowa wytrzymuje siłę rozciągającą o wartości nieprzekraczającej 16 kg,
- szeroki wybór rozmiarów,
- kolor czarny,
- wysokość 24 cm.

ZASTOSOWANIE:

przepuklina odcinka lędźwiowego kręgosłupa, stabilizacja odcinka lędźwiowego w przypadku niestabilności segmentarnej, profilaktyka ponownych urazów, przewlekłe dolegliwości bólowe o różnej etiologii, intuicyjna i niezwykle prosta konstrukcja zapewnia optymalne dopasowanie siły kompresji.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód talii (cm)	56 - 71	69 - 84	81 - 96	94 - 109	107 - 122	120 - 135



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

SPINCARE FLEX

ORTEZA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
nr kat. DRQH0B1FD



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- dynamiczna kontrola zakresu ruchu,
- bierną stabilizację zapewnia pięć półelastycznych, wykonanych z tworzywa stalek (stalki wszyto asymetrycznie),
- pełne dopasowanie anatomiczne,
- doskonała przepuszczalność powietrza i wilgoci,
- możliwość regulacji wysokości i siły stabilizacji odcinka TLS,
- kolor beżowy.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe bóle lędźwiowe, dyskopatia, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, stenoza kanału kręgowego.

Wysokość: 31 cm.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120	121 - 140

SPINCARE FLEX II

WYSOKA SZNURÓWKA
PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
nr kat. DRQH0B



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- w części grzbietowej zastosowano dzianinę dystansową, a także dwie dodatkowe taśmy skośne,
- możliwość kontroli siły docisku za pomocą systemu taśm dociągowych,
- bierną stabilizację zapewnią cztery półelastyczne stalki,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych - leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Wysokość: 31 cm.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód pasa (cm)	52 - 62	63 - 74	75 - 89	90 - 105	106 - 120	121 - 140

GORSET PREMIUM

ORTEZA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
nr kat. DRQH0U



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznej pianki laminowanej z jednej strony dzianiną siatkową z miękkich włókien poliamidowych oraz z drugiej strony dzianiną bawełnianą,
- elastyczny materiał nie ogranicza konwekcyjnego odprowadzania ciepła, odprowadza wilgoć z powierzchni skóry,
- dwie profilowane aluminiowe stalki pozwalają na ograniczenie ruchomości i odciążenie elementów mięśniowo-więzadłowych oraz na idealne dopasowanie się ortezy do pacjenta,
- zastosowanie czterech tworzywowych fiszbin w części brzusznej i grzbietowej wspomaga stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- system taśm dociągowych zapewnia możliwość regulacji siły stabilizacji,
- może być stosowany jako sznurówka lędźwiowo-krzyżowa, w tym celu posiada wymienne fiszbiny tworzywowe,
- kolor jasnoszary.

ZASTOSOWANIE:

leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy piersiowo-lędźwiowo-krzyżowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczenie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125	125 - 135
Wysokość (cm)	33	33	35	35	35



SPINCARE HIGH PLUS

SZNURÓWKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
nr kat. DRQH0P



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm,
- składa się z dwóch części: sznurówki lędźwiowo-krzyżowej oraz prostotrzymacza (dopinanego przy pomocy rzepów),
- w części lędźwiowo-krzyżowej znajdują się cztery półelastyczne stalki oraz dwie fiszbiny, w części prostotrzymacza znajdują się dwie możliwe do profilowania stalki,
- miękkie wyściełanie dołu pachowego zapobiegające otarciom i podrażnieniom,
- trzy taśmy dociągowe umożliwiające regulację siły docisku,
- kolor beżowy i czarny.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwiowego, dyskopatie, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołami bólowymi, stenoza kanału kręgowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, hiperkifoza piersiowa, choroba Scheuermanna, zeszywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), osteoporoza, osłabienie mięśni brzucha, wady postawy (okrągłe plecy).

Wysokość korpusu: 31 cm, wysokość z prostotrzymaczem: 54 cm.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Obwód pasa (cm)	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130	130 - 140





PREMIUM TLS

WYSOKA ORTEZA KRĘGOWA
nr kat. DRQH05



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z elastycznej pianki laminowanej z jednej strony dzianiną siatkową z miękkich włókien poliamidowych oraz z drugiej strony dzianiną bawełnianą,
- elastyczny materiał nie ogranicza konwekcyjnego odprowadzania ciepła, odprowadza wilgoć z powierzchni skóry,
- cztery elastyczne stalki w części grzbietowej pozwalają na ograniczenie ruchomości i odciążenie elementów mięśniowo-więzadłowych oraz na idealne dopasowanie się ortezy do pacjenta,
- dwie dodatkowe elastyczne stalki w części LS wzmacniają siłę stabilizacji tego odcinka,
- zastosowanie czterech tworzywowych fiszbin w części brzusznej wspomaga stabilizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego,
- dodatkowe taśmy naramienne wspomagają korekcję i utrzymanie prawidłowej postawy ciała,
- system taśm dociągowych zapewnia możliwość regulacji siły stabilizacji,
- kolor jasnoszary.

ZASTOSOWANIE:

wielopoziomowa dyskopatia, niestabilność kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa z zespołami bólowymi, dolegliwości bólowe w obszarze TLS o różnej etiologii, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, doleczenie pogorsetowe.

Wysokość: 51 cm.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód pasa (cm)	85 - 95	95 - 105	105 - 115	115 - 125	125 - 135





GORSET ORTOPEDYCZNY HX-3

TYPU JEWETTA (MODEL UNIWERSALNY)
nr kat. DRQB0D



CECHY PRODUKTU:

- lekka aluminiowa konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta,
- miękkie wyściełanie zapewnia komfort użytkowania,
- możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej części gorsetu,
- łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej umożliwiającej regulację jej docisku grzbietowego.

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (T6LS) w stanach ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych, reklinacja trzonów kręgowych, stabilizacja odcinka T6LS po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.

Rozmiar	S	M	L
Wysokość od rękojeści mostka do spojenia łonowego (cm)	37 - 44	41 - 48	45 - 52

GORSET ORTOPEDYCZNY HX-3

TYPU JEWETTA (MODEL Z UCHYLNĄ RAMĄ)
nr kat. DRQB0B



CECHY PRODUKTU:

- lekka aluminiowa konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta,
- miękkie wyściełanie zapewnia komfort użytkowania,
- możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej części gorsetu,
- łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej umożliwiającej regulację jej docisku grzbietowego,
- przystosowany do pozycji siedzącej (powyżej 90° zgięcia w stawach biodrowych).

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (T6LS) w stanach ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych, reklinacja trzonów kręgowych, stabilizacja odcinka T6LS po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.

Rozmiar	S	M	L
Wysokość od rękojeści mostka do spojenia łonowego (cm)	37 - 44	41 - 48	45 - 52

ONE

GORSET ORTOPEDYCZNY TYPU JEWETTA
(Z PEŁOTĄ TYLNA „V”)
nr kat. DRQBOE



CECHY PRODUKTU:

- lekka aluminiowa konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta,
- miękkie wyściełanie zapewnia komfort użytkowania,
- możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej i dolnej części gorsetu,
- łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej V umożliwiające regulację jej docisku grzbietowego.

ZASTOSOWANIE:

- stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (T6LS) w stanach ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych
- reklinacja trzonów kręgowych,
- stabilizacja odcinka T6LS po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.

Rozmiar	XS*	S	M	L	XL
Wysokość od rękojeści mostka do spojenia łonowego (cm)	36 - 43	37 - 47	40 - 50	43 - 53	46 - 56
Obwód pasa (cm) - wymiar pomocniczy	60 - 75	60 - 75	75 - 90	90 - 105	105 - 115

* Rozmiar XS posiada zmniejszone łączniki boczne oraz skrócone pasy dla lepszego komfortu użytkowania, pelota tylna V jest krótsza 5cm

ONE

PODPÓRKA POD POTYLICĘ I ŻUCHWĘ
nr kat. DRQP0G



CECHY PRODUKTU:

- przeznaczona do montażu z gorsetem ortopedycznym ONE (jw),
- zestaw składa się z podpórek pod potylicę i żuchwę połączonych ze sobą za pomocą skórzanych pasów,
- możliwość indywidualnego dopasowania kształtu do pacjenta,
- szeroki zakres regulacji wysokości za pomocą dołączanego zestawu wkrętów,
- lekka, aluminiowa konstrukcja malowana proszkowo,
- podkładki pod potylicę i żuchwę wykonane z miękkiej, przepuszczającej powietrze pianki poliuretanowej laminowanej z welurem.

ZASTOSOWANIE:

stany wymagające unieruchomienia odcinka piersiowego i szyjnego kręgosłupa, stabilizacja pooperacyjna.

PROSTOTRZYMACZ OSEMKOWY

nr kat. QSM00091



CECHY PRODUKTU:

- wykonany z taśm z dzianiny welurowej laminowanej pianką,
- konstrukcja ortozy posiada duże możliwości regulacyjne, co pozwala na korekcję wad postawy u osób w różnym wieku,
- rozstaw barków 25 - 40 cm,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej, wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej, zespoły bólowe piersiowego odcinka kręgosłupa, hiperkifoza piersiowa.

Rozmiar uniwersalny.



SPINCARE EXTENSOR

PROSTOTRZYMACZ

nr kat. DRQH0L



CECHY PRODUKTU:

- wykonany z elastycznych taśm,
- cztery półelastyczne stalki zapewniające stabilizację,
- materiał umożliwia odprowadzanie ciepła i wilgoci,
- zaopatrzony w peloty chroniące doły pachowe.

ZASTOSOWANIE:

urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej, wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej, zespoły bólowe piersiowego odcinka kręgosłupa, hiperkifoza piersiowa.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód klatki piersiowej (cm)	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100



ORTEZY KOŃCZYN DOLNYCH

Grupa ortez kończyn dolnych, które w zależności od typu doskonale stabilizują, unieruchamiają lub zabezpieczają stawy kolanowy lub skokowy. To sprzęt o szerokim zakresie zastosowania – od prostych ortez uciskowych do skomplikowanych aparatów pooperacyjnych z regulacją kąta zgięcia.



ORTEZA STABILIZUJĄCA RZEPKĘ

nr kat. QKN00091



CECHY PRODUKTU:

- opaska wykonana z miękkiej dzianiny,
- zawiera silikonową wkładkę wywierającą miejscowy nacisk na więzadło własne rzepki,
- regulowana taśma pozwala na dopasowanie obwodowe ortezy oraz aplikację właściwej kompresji.

ZASTOSOWANIE:

zespół rzepkowo-udowy, zapalenie więzadła rzepki, zapalenia przyczepu więzadła do szczytu rzepki, choroba Osgood-Schlattera, kolano skoczka.

Rozmiar uniwersalny.



DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

STABILIZATOR STAWU KOLANOWEGO

nr kat. PHAI021



CECHY PRODUKTU:

stabilizator stawu kolanowego nadaje się zarówno do celów sportowych - chroni i usztywnia staw kolanowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu kolanowego.

ZASTOSOWANIE:

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

Długość ortezy: 23 cm.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód stawu kolanowego (cm)	27 - 33	34 - 38	39 - 45	46 - 49



GENU MEYRA

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW KOLANOWY
nr kat. MY2711 - kolor srebrno-niebieski
nr kat. MY2714 - kolor czarny



CECHY PRODUKTU:

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- silikonowe ujęcie rzepki zapewniające jej odciążenie i stabilizację boczną,
- boczne sprężyste elementy zapewniają większe bezpieczeństwo,
- bezciskowe krawędzie,
- fiszby wspomagające boczną stabilizację stawu,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny,
- kolor: niebiesko-srebrny, czarny.

ZASTOSOWANIE:

- stany zapalne różnego pochodzenia,
- obrzęki i wysięki stawu kolanowego,
- lekkie niestabilności,
- gonartroza,
- przeciążenia systemu mięśniowo-więzadłowego okolicy stawu kolanowego,
- zmiany zwyrodnieniowe.

Długość ortezy: 33 cm.

Rozmiar	0	1	2	3	4	5	6	7	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL
Obwód łydki (cm)	25 - 28	28 - 31	31 - 34	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49	34 - 37	37 - 40	40 - 43	43 - 46	46 - 49
Obwód uda (cm)	35 - 38	38 - 41	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53	53 - 56	56 - 59	47 - 50	50 - 53	53 - 56	56 - 59	59 - 62

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO STABILIZUJĄCA

TYP: BEZ REGULACJI KĄTA ZGIĘCIA
nr kat. QKN01021, QKN01031, QKN01041, QKN01051



CECHY PRODUKTU:

- orteza typu otwartego wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej neoprenem,
- boczną stabilizację stawu zapewniają policentryczne stalki,
- system taśm dociągowych umożliwia regulację siły docisku,
- otwór na rzepkę oraz odkryty dół podkolanowy zapewniający swobodny ruch zgięcia stawu,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe o względnie niewielkim nasileniu o różnej etiologii, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego, urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu, wspomaganie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

Długość ortezi 31 cm.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód uda* (cm)	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53
* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.				

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO STABILIZUJĄCA

TYP: Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA
nr kat. QKN04020, QKN04030, QKN04040, QKN04050



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z dzianiny poliamidowej laminowanej neoprenem,
- zegar daje możliwość blokady zgięcia i wyprostu w kątach 15°, 30°, 60°, 90°,
- boczną stabilizację stawu zapewniają stalki z policentrycznymi zamkami dającymi możliwość podwójnego ograniczenia kąta zgięcia i wyprostu,
- system taśm dociągowych umożliwia regulację siły docisku,
- otwór na rzepkę oraz odkryty dół podkolanowy zapewniający swobodny ruch zgięcia stawu,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe o względnie niewielkim nasileniu o różnej etiologii, leczenie czynnościowe urazów stawu kolanowego wymagające ograniczenia zakresu ruchu, urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu, wspomaganie aparatu więzadłowego stawu kolanowego.

Długość ortezi 31 cm.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód uda* (cm)	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53
* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.				

TREKKER UNIVERSAL

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA
nr kat. MQB3T



CECHY PRODUKTU:

- orteza typu otwartego wykonana z neoprenu,
- zegary pozwalają na ograniczenie wyprostu 15°, 30°, 60°, 90° i zgięcia 0°, 15°, 30°, 60°, 90°,
- wycięcie na rzepkę wykończone lamówką,
- otwarty dół podkolanowy,
- boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki,
- system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność w płaszczyźnie strzałkowej, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu.

Rozmiar uniwersalny.

TREKKER

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA
nr kat. MQB3P



CECHY PRODUKTU:

- orteza typu otwartego wykonana z neoprenu,
- zegary pozwalają na ograniczenie wyprostu 15°, 30°, 60°, 90° i zgięcia 0°, 15°, 30°, 60°, 90°,
- otwór na rzepkę zapewniający odciążenie i stabilizację boczną,
- otwarty dół podkolanowy,
- boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki,
- system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność w płaszczyźnie strzałkowej, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód uda (cm) na wysokości 15 cm powyżej środka rzepki	37 - 43	43 - 50	50 - 56	56 - 62	62 - 68

MOTIVE

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO OTWARTA
nr kat. DRQI0C



CECHY PRODUKTU:

- orteza typu otwartego wykonana z nowoczesnej dzianiny dystansowej AIR-X (elastyczna, oddychająca),
- zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu wyprostu: 0°, 20°, 30°, 40° i zgięcia: 45°, 60°, 75°, 90°,
- wycięcie na rzepkę wykończone lamówką,
- zamknięty dół podkolanowy,
- boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki, zapobiegają one także przed przeprostem,
- system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

Długość ortezi 32,5 cm.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód uda* (cm)	36 - 39	40 - 43	44 - 48	49 - 54	55 - 60
* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.					

REFLEX

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
nr kat. Wersja otwarta: MQB3K
nr kat. Wersja zamknięta: MQB3M



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z oddychającego materiału, o strukturze przestrzennej (dystansowej),
- materiał odprowadza wilgoć, dzięki czemu poprawia komfort użytkowania,
- szyny boczne umożliwiają dopasowanie do anatomicznych kształtów kończyny co wpływa na poprawę kontroli ruchu i wygodę użytkowania,
- wyjmowane taśmy umożliwiają aplikację z prawej i lewej strony,
- delikatny, nie marszczący się materiał o specjalnym naprężeniu zapobiega podrażnieniom i uciskom w dole podkolanowym,
- zegar daje możliwość ograniczenia w zakresach ruchu: wyprostu 0°, 20°, 30°, 40° oraz zgięcia 0°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- opcjonalnie blokady zgięcia 15° i 30°,
- dla wszystkich wersji zamkniętych występuje pierścień stabilizujący rzepkę,
- wersja otwarta i zamknięta,
- długość ortezi 33 cm.

ZASTOSOWANIE:

łagodne niestabilności stawu kolanowego różnej etiologii.

Rozmiar	XS	S	M	M+	L	XL	XXL	XXXL**
Obwód uda* (cm)	30 - 36	36 - 44	44 - 50	48 - 52	50 - 57	57 - 64	64 - 72	72 - 78
* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.						** dotyczy ortezi otwartej		

S-MOVE

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO OTWARTA
nr kat. DRQ10I



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z nowoczesnej, wielokierunkowo elastycznej, oddychającej dzianiny AirX z wykończeniem „moisture management” - szybko schnąca, odprowadzająca wilgoć, nie tracąca właściwości po praniu,
- korpus dzianinowy profilowany anatomicznie do kształtu kończyny z uwzględnieniem fizjologicznej pozycji rzepki,
- otwarta konstrukcja korpusu zapewnia łatwe i szybkie zakładanie, a także możliwość regulacji obwodowej,
- boczną stabilizację stawu zapewniają dwie aluminiowe stalki,
- czteroosiowy opatentowany zegar pozwala na ograniczenie zakresu ruchu w wybranym terapeutycznym zakresie wyprostu: 10°, 20°, 30°, zgięcia: 45°, 60°, 90° oraz unieruchomienia w 0°,
- dodatkowe taśmy stabilizujące o przeciwnym przebiegu zapewniają właściwe umiejscowienie stalek oraz zapobiegają przemieszczaniu i obracaniu się ortozy względem kończyny.

ZASTOSOWANIE:

przeciążenia i mikrourazy aparatu mięśniowo-więzadłowego, dolegliwości bólowe w obrębie stawu kolanowego różnej etiologii, zmiany zwyrodnieniowe, niestabilności bocznej stawu kolanowego różnej etiologii, doleczenie uszkodzeń więzadeł pobocznych stawu kolanowego.

Długość ortozy 34,5 cm.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód uda* (cm)	36 - 39	40 - 43	44 - 48	49 - 54	55 - 60

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.

S-MOVE

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO - ZAMKNIĘTA
nr kat. DRQ10D



CECHY PRODUKTU:

- orteza została wykonana z nowoczesnej, wielokierunkowo elastycznej, oddychającej dzianiny AirX,
- boczną stabilizację stawu zapewniają policentryczne stalki,
- zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu ruchu wyprostu 10°, 20°, 30° i zgięcia 45°, 60°, 90° oraz unieruchomienia 0°,
- dwie dodatkowe taśmy stabilizujące pozwalają na regulację siły kompresji,
- orteza posiada wyprofilowany otwór na rzepkę, który zapewnia jej boczną stabilizację oraz odciążenie stawu rzepkowo-udowego.

ZASTOSOWANIE:

podostre, przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego w płaszczyźnie strzałkowej, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

Długość ortozy 35,5 cm

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód uda* (cm)	36 - 39	40 - 43	44 - 48	49 - 54	55 - 60

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.



TREKKER LONG

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA
nr kat. MQB3R



MOTIVE PLUS

ORTEZA DŁUGA STAWU KOLANOWEGO
Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA
nr kat. DRQ10S



CECHY PRODUKTU:

- orteza typu otwartego wykonana z neoprenu,
- zegary pozwalają na ograniczenie wyprostu 15°, 30°, 60°, 90° i zgięcia 0°, 15°, 30°, 60°, 90°,
- otwór na rzepkę zapewniający odciążenie i stabilizację boczną,
- otwarty dół podkolanowy,
- boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki,
- system czterech poprzecznych pasów dociągowych,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność w płaszczyźnie strzałkowej, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód uda (cm) na wysokości 15 cm powyżej środka rzepki	37 - 43	43 - 50	50 - 56	56 - 62	62 - 68

CECHY PRODUKTU:

- orteza typu otwartego wykonana z nowoczesnej dzianiny dystansowej AIR-X (elastyczna, oddychająca),
- wycięcie na rzepkę wykończone lamówką,
- zamknięty dół podkolanowy,
- boczną stabilizację zapewniają policentryczne stalki, zapobiegają one także przed przeprostem,
- zegar daje możliwość ograniczenia w zakresach ruchu: wyprostu 0°, 20°, 30°, 40° oraz zgięcia 45°, 60°, 75°, 90°,
- opcjonalnie blokady zgięcia 0°, 15° i 30°,
- system poprzecznych pasów dociągowych o przeciwnym przebiegu,
- kolor czarny,
- długość 40 cm.

ZASTOSOWANIE:

podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie), urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód uda* (cm)	36 - 39	40 - 43	44 - 48	49 - 54	55 - 60

* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki

REFLEX LONG

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
nr kat. Wersja otwarta: MQB3N
nr kat. Wersja zamknięta: MQB3O



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z oddychającego materiału, o strukturze przestrzennej (dystansowej),
- materiał odprowadza wilgoć, dzięki czemu poprawia komfort użytkowania,
- szyny boczne umożliwiają dopasowanie do anatomicznych kształtów kończyny co wpływa na poprawę kontroli ruchu i wygodę użytkowania,
- wyjmowane taśmy umożliwiają aplikację z prawej i lewej strony,
- delikatny, niemarszczący się materiał o specjalnym naprężeniu zapobiega podrażnieniom i uciskom w dole podkolanowym,
- zegar daje możliwość ograniczenia w zakresach ruchu: wyprostu 0°, 20°, 30°, 40° oraz zgięcia 0°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- opcjonalnie blokady zgięcia 15° i 30°,
- dla wszystkich wersji zamkniętych występuje pierścień stabilizujący rzepkę,
- wersja otwarta i zamknięta,
- długość ortezy 40 cm.

ZASTOSOWANIE:

łagodne niestabilności stawu kolanowego różnej etiologii.

Rozmiar	XS	S	M	M+	L	XL	XXL	XXXL**
Obwód uda* (cm)	30 - 36	36 - 44	44 - 50	48 - 52	50 - 57	57 - 64	64 - 72	72 - 78
* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki						** dotyczy ortezy otwartej		

APARAT NA GOLEŃ I UDO

nr kat. QKM010



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z welurowej dzianiny poliamidowej,
- wewnątrz ortezi wyścielane jest miękką dzianiną frotte,
- trzy stalki (jedna z tyłu i dwie symetrycznie z boków stawu),
- dzięki systemowi taśm dociągowych oraz możliwości przepinania stalek bocznych orteza daje duże możliwości regulacji obwodu oraz idealnego dopasowania do kształtu kończyny,
- orteza posiada wyprofilowany otwór na rzepkę,
- długość ortezi 56 cm,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

stany wymagające unieruchomienia stawu kolanowego po zabiegach operacyjnych lub urazach tej okolicy.

Rozmiar	S	M	L	XL	XXL
Obwód uda* (cm)	41 - 44	44 - 47	47 - 50	50 - 53	>53
* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki					

GENU MEYRA IMS

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO

Nr kat. MY271201



CECHY PRODUKTU:

- wyściółka z miękkimi brzegami,
- wzmocnienia o anatomicznym kształcie,
- proste i stabilne zapięcia na rzepy,
- zdejmowalna podkładka dla dołu podkolanowego,
- uniwersalne zaopatrzenie dla prawej i lewej kończyny,
- kolor: granatowy.

ZASTOSOWANIE:

- pooperacyjne i pourazowe unieruchomienie stawu kolanowego.

Rozmiar	0	1	2
Długość (cm)	40	48	58

RESTOR

ORTEZA POOPERACYJNA STAWU KOLANOWEGO
nr kat. MQB3S



CECHY PRODUKTU:

- lekka otwarta konstrukcja,
- dwie szyny boczne z dodatkowymi wzmocnieniami dla większej stabilizacji,
- pięć samoprzylepnych niezależnie regulowanych taśm stabilizujących, w tym pas podrzepkowy,
- możliwość regulacji kąta zgięcia od 0° do 105°, co 15°, oraz wyprostu od -15° do 90° co 15°,
- płaska konstrukcja zegara,
- intuicyjny system dopasowania długości ortezy, regulacja od 49 cm do 61 cm,
- miękkie wyściełanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
- dodatkowa taśma stabilizująca rzepkę,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach pooperacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagających kontroli zakresu ruchu.

ORTEZA POOPERACYJNA STAWU KOLANOWEGO Z ZEGAREM

nr kat. QKM06090



CECHY PRODUKTU:

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- lekka, otwarta konstrukcja zapobiegająca otarciom i odparzeniom skóry,
- cztery taśmy stabilizujące, samoprzylepne,
- łatwy w obsłudze zamek, możliwość ograniczenia kąta zgięcia/wyprostu (zgięcia 0°-120° co 10°, wyprostu 0-90° co 10°),
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

stany wymagające unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu w stawie kolanowym po zabiegach operacyjnych lub urazach tej okolicy.

Rozmiar uniwersalny.

Regulacja długości od 49,5 do 62 cm.



RUSH

ORTEZA POOPERACYJNA STAWU KOLANOWEGO
(APARAT NA GOLEŃ I UDO)

nr kat. DRQ10N



CECHY PRODUKTU:

- dwuszywna boczna stabilizacja,
- pięć samoprzyczepnych niezależnie regulowanych taśm stabilizujących, w tym pas podrzępkowy,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia: od 0° do 120°, co 10° i wyprostu: od -10° do 90° co 10°,
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°, 15°, 30°, 45°,
- płaska konstrukcja zegara,
- intuicyjny system dopasowania długości ortezy,
- panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy,
- możliwość podpięcia opaski chłodzącej do konstrukcji zegara,
- miękkie wyściełanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej,
- waga ortezy nie przekracza 800 g,
- regulacja długości w przedziale: 48 – 61 cm (udo: 22 – 28 cm, goleń: 26 – 33 cm).

ZASTOSOWANIE:

ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagających kontroli zakresu ruchu.

Rozmiar uniwersalny.

Opcja z kompresem lub bez.



COMPACT PRO

ORTEZA POOPERACYJNA STAWU KOLANOWEGO

(APARAT NA GOLEŃ I UDO)

nr kat. OV51600



CECHY PRODUKTU:

- dwuszywna boczna stabilizacja,
- cztery samoprzyczepne niezależnie regulowane taśmy stabilizujące,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcia: od 0° do 120°, wyprostu: od 0° do 90°,
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°, 15°, 30°, 45°,
- płaska konstrukcja zegara,
- intuicyjny system dopasowania długości ortezy,
- panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy,
- miękkie wyściełanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej,
- regulacja długości w przedziale: 49 – 66 cm.

ZASTOSOWANIE:

ograniczenie ruchomości stawu w wymaganym zakresie kątowym, do całkowitego unieruchomienia, po zabiegach operacyjnych, leczenie i doleczenie urazów stawu kolanowego i okolicznych tkanek wymagające kontroli zakresu ruchu.

Rozmiar uniwersalny.

FOLLOW

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO

Z REGULACJĄ ZAKRESU RUCHOMOŚCI

nr kat. DRQ10E



CECHY PRODUKTU:

- specjalnie wyprofilowana lekka konstrukcja,
- rama wykonana z aluminium o podwyższonej wytrzymałości stosowanej w przemyśle lotniczym,
- opatentowany czteroosiowy zegar odzwierciedlający fizjologiczny ruch stawu kolanowego (toczenia i poślizgu),
- czteropunktowy system podparcia,
- zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu ruchu wyprostu 10°, 20°, 30° i zgięcia 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90°, oraz unieruchomienia w 0°, 10°, 20°, 30°,
- ruchome uchwyty pasów,
- orteza wykonana z materiałów nierdzewnych, odpornych na substancje takie jak: woda, chlor, sól, niska temperatura,
- wersja na prawą i lewą nogę.

ZASTOSOWANIE:

orteza przeznaczona dla osób z niestabilnością stawu kolanowego różnej etiologii, stosowana w przypadku uszkodzeń więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL, pomaga w procesie rehabilitacji po zabiegu i powrocie do pełnej sprawności.

Długość ortezy 40 cm.

Rozmiar	Obwód uda* (cm)	Obwód kolana (cm)	Obwód łydki** (cm)
XS	33 - 39	30 - 33	25 - 30
S	39 - 47	33 - 35	30 - 35
M	47 - 53	35 - 38	35 - 40
L	53 - 59	38 - 43	40 - 47
XL	59 - 67	43 - 48	47 - 50

* mierzony 15 cm powyżej środka rzepki,

** mierzony 15 cm poniżej środka rzepki

FOLLOW FORCE

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO
Z REGULACJĄ ZAKRESU RUCHOMOŚCI
nr kat. DRQI0Q



CECHY PRODUKTU:

- specjalnie wyprofilowana lekka konstrukcja z antypoślizgową tapicerką i pasem antymigracyjnym,
- rama wykonana z aluminium o podwyższonej wytrzymałości stosowanej w przemyśle lotniczym,
- opatentowany czteroosiowy płaski zegar odzwierciedlający fizjologiczny ruch stawu kolanowego (toczenia i poślizgu),
- czteropunktowy system podparcia i podkładki kłykciowe stabilizujące staw kolanowy,
- zegary pozwalają na podwójne ograniczenie zakresu ruchu wyprostu 10°, 20°, 30° i zgięcia 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 90° oraz unieruchomienia w 0°,
- wygodne pasy z zapiegami oraz ruchome uchwyty pasów,
- orteza wykonana z materiałów nierdzewnych, odpornych na substancje takie jak: woda, chlor, sól, niska temperatura,
- kolor biały lub czarny.

ZASTOSOWANIE:

orteza przeznaczona dla osób z niestabilnością stawu kolanowego różnej etiologii, stosowana w przypadku uszkodzeń więzadeł ACL, PCL, MCL, LCL, pomaga w procesie rehabilitacji po zabiegach i powrocie do pełnej sprawności.

Długość ortezy: 40 cm.

Rozmiar	Obwód uda* (cm)	Obwód kolana (cm)	Obwód łydki** (cm)
XS	33 - 39	30 - 33	25 - 30
S	39 - 47	33 - 35	30 - 35
M	47 - 53	35 - 38	35 - 40
L	53 - 59	38 - 43	40 - 47
XL	59 - 67	43 - 48	47 - 50

* mierzony 15 cm powyżej środka rzepki ** mierzony 15 cm poniżej środka rzepki

Follow
FORCE









FIRST

ORTEZA STABILIZUJACO-KORYGUJACA
STAWU KOLANOWEGO
nr kat. DRQI5A



CECHY PRODUKTU:

- anatomicznie wyprofilowana, niezwykle lekka rama aluminiowa,
- policentryczny zamek dający możliwość podwójnego ograniczenia zakresu kąтового ruchu zgięcia 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, wyprostu 0°, 10°, 20°, 30°, 40° oraz unieruchomienia w 0°,
- taśmy stabilizujące zapewniające właściwe umiejscowienie oraz skuteczność działania ortezy,
- przepuszczające powietrze podkładki kłykciowe (pod zegarem) zapewniające komfort użytkowania - zapobiegające podrażnieniom skóry i otarciom,
- w zestawie wymienne elementy wyściółki,
- orteza w wersji na prawą i lewą kończynę.

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja po urazach ACL, PCL, MCL, LCL, ochrona stawu kolanowego podczas pourazowego powrotu do aktywności sportowej, doleczenie po zabiegach rekonstrukcji więzadeł stawu kolanowego.

Długość ortezy dla rozmiarów XS, S - 35 cm, dla rozmiarów M i L - 36 cm.

Rozmiar	XS	S	M	L
Obwód uda* (cm)	33 - 39	39 - 47	47 - 53	53 - 60
* pomiaru dokonuje się 15 cm powyżej środka rzepki.				

OASIS

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO OA
nr kat. MQB31



CECHY PRODUKTU:

- możliwość idealnego dopasowania do anatomicznych kształtów kończyny przy jednoczesnej aplikacji siły korygującej,
- możliwość noszenia ortezy na skórze pod spodniami,
- możliwość modyfikacji:
 - długości taśm oraz ułożenia i długości podkładek,
 - kształtu i dopasowania ramy,
 - zakresu kątownego ruchu,
 - siły korygującej.

ZASTOSOWANIE:

jednoprzędziałowa gonartroza, jednoprzędziałowe uszkodzenia stawu kolanowego wymagające odciążenia przedziału przyśrodkowego lub bocznego tj. uszkodzenia chrząstki stawowej, urazy łąkotec, wrodzone dysfunkcje stawu kolanowego wymagające jednoprzędziałowego odciążenia i korekcji osi stawu, do stosowania w codziennych aktywnościach.

Rozmiar uniwersalny, strona prawa i lewa.

GAME CHANGER GEN 2

ORTEZA OA
Z REGULACJĄ ZAKRESU RUCHOMOŚCI
nr kat. OV 49001-2 (lewa)
nr kat. OV 49002-2 (prawa)



CECHY PRODUKTU:

- lekka, perforowana, elastyczna rama,
- podkładki z nowoczesnej dzianiny zapewniające stabilne umiejscowienie ortezy (system antymigracyjny dzięki poduszkom z silikonem),
- system jednorazowego dopasowywania taśm stabilizujących, wygodne w użytkowaniu zapięcia,
- powtarzalny, łatwo mierzalny system aplikacji siły korygującej,
- płaski, lekki zamek z blokadą przeprostu,
- wersja na prawą i lewą kończynę.

ZASTOSOWANIE:

jednoprzędziałowe zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego, doleczenie pooperacyjne lub okres rehabilitacji wymagający jednoprzędziałowego odciążenia stawu, korekcja osi stawu i jego stabilizacja, wskazany dla pacjentów podejmujących aktywności o małej i średniej intensywności.

Rozmiar uniwersalny.

Długość ortezy: 35 cm.

KAFO COMPACT ORTEZA

nr kat. DRQI7A



CECHY PRODUKTU:

- dwuszynowa boczna stabilizacja,
- cztery samoprzyczepne niezależnie regulowane taśmy stabilizujące,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcia: od 0° do 120°, wyprostu: od 0° do 90°,
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°, 15°, 30°, 45°,
- płaska konstrukcja zegara,
- intuicyjny system dopasowania długości ortezy,
- panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezy,
- miękkie wyściełanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny dolnej,
- możliwość wsunięcia elementu stabilizującego stopę w but.

ZASTOSOWANIE:

stany po zabiegach operacyjnych stawu kolanowego z koniecznością wyłączenia ruchów stawu skokowego dla lepszego efektu stabilizacyjnego, urazy bądź stany chorobowe stawu kolanowego pochodzenia neurologicznego bądź ortopedycznego wymagające jego stabilizacji, unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu połączonego z niedowładem stopy.

Rozmiar uniwersalny.


Długość ortezy od 53 do 64 cm; od 49 do 66 cm (bez zamontowanego elementu unieruchamiającego stopę (A)).

Wysokość elementu unieruchamiającego stopę od 15 do 17,5 cm (B).

Wysokość osi zegara od podłoża od 46 do 52,5 cm (C).

Długość ortezy z elementem unieruchamiającym stopę od 68 do 81,5 cm (D).

Długość elementu unieruchamiającego stopę 16 cm (E).



ORTEZA TYPU KAFO

APARAT SZYNOWO-OPASKOWY
NA KOŃCZYNĘ DOLNĄ
nr kat. DRQI5D



CECHY PRODUKTU:

- cztery taśmy stabilizujące samoprzyczepne,
- lekka, otwarta konstrukcja zapobiega otarciom i odparzeniom skóry,
- element stabilizujący stopę wykonany z aluminium i pianki EVA,
- możliwość regulacji wysokości elementu stabilizującego stopę,
- dwuszynowa boczna stabilizacja wykonana ze stopów aluminium,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcie: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, wyprost: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,
- płaska konstrukcja zamka 0°, 15°, 30°, 45°,
- możliwość wsunięcia elementu stabilizującego stopę w but.

ZASTOSOWANIE:

stany po zabiegach operacyjnych stawu kolanowego z koniecznością wyłączenia ruchów stawu skokowego dla lepszego efektu stabilizacyjnego, urazy bądź stany chorobowe stawu kolanowego pochodzenia neurologicznego bądź ortopedycznego wymagające jego stabilizacji, unieruchomienia lub kontroli zakresu ruchu połączonego z niedowładem stopy.


Rozmiar uniwersalny.

Długość ortezy od 56 do 72 cm (A).

Wysokość elementu unieruchamiającego stopę od 13,5 do 16 cm (B).

Wysokość osi zegara od podłoża od 42,5 do 55,5 cm (C).

Długość ortezy z elementem unieruchamiającym stopę od 69,5 do 88 cm (D).



Rozmiar	S	M	L
Długość elementu unieruchamiającego stopę (E)	16	17,5	19
Długość stopy (cm)	< 22	22 - 25	> 25

**ORTEZA
NA STAW BIODROWY**

nr kat. DRQI0B



CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się z elastycznej taśmy obejmującej biodra oraz taśmy udowej wykonanej z dzianiny dystansowej, zakończonej rzepem,
- pomiędzy taśmami znajduje się pelota biodrowa wykonana z pianki poliuretanowej laminowanej dzianiną welurową,
- dodatkowo orteza posiada dopinane usztywnienie wykonane z folii pentapro obszytej dzianiną welurową,
- dzięki swojej konstrukcji orteza zapewnia stabilizację stawu biodrowego, jego kontrolowany ruch oraz kompresję tkanek miękkich w obrębie biodra i górnej części uda,
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

orteza wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, chorób i dysfunkcji stawu biodrowego poprzez zapewnienie kontroli zakresu ruchów oraz kompresję tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego. Pooperacyjna kompresja biodra po zespoleniach złamań międzykrętarzowych, pooperacyjna kompresja biodra po osteotomiach międzykrętarzowych oraz endoprotezoplastyce, zmiany przeciążeniowe stawu biodrowego, zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego, zespoły bólowe stawu biodrowego różnej etiologii.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód biodra (cm)	75 - 90	90 - 105	105 - 120	120 - 140

HIP RUSH

ORTEZA STAWU BIODROWEGO
Z REGULACJĄ KĄTA ZGIĘCIA
nr kat. DRQ10Z



CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się z części biodrowej oraz udowej,
- korpus części biodrowej wykonany z dzianiny welurowej laminowanej pianką poliuretanową oraz usztywniony pelotą. Regulację obwodu oraz właściwą stabilizację zapewniają dwa niezależne pasy wykonane z dzianiny dystansowej,
- część udową stanowią poduszki wykonane z miękkiego laminatu oraz pasy zapinane na klamry,
- jednoszynowa boczna stabilizacja po stronie zewnętrznej biodra i uda,
- łatwy w obsłudze monocentryczny zamek umożliwiający podwójne ograniczenie kąta zgięcia/wyprostu, zgięcia: od 0° do 120° co 10 stopni, wyprostu: od -10° do 90° co 10 stopni,
- możliwość zablokowania i szybkiego odblokowania zegara dzięki funkcji Quick Lock w 0°, 15°, 30°, 45°,
- płaska konstrukcja zegara,
- intuicyjny system dopasowania długości ortezi,
- panel przedni umożliwiający szybkie dopasowanie obwodów ortezi,
- miękkie wyściełanie chroni kończynę oraz utrzymuje ortezę w pożądanym położeniu,
- dwa dodatkowe pasy z taśmy elastycznej, zwiększające siłę odwodzenia,
- wersja prawa i lewa,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

orteza wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, chorób i dysfunkcji stawu biodrowego poprzez zapewnienie ograniczenia przywiedzenia i odwodzenia oraz kontroli ruchu zgięcia i wyprostu kończyny w stawie biodrowym w jednostkach chorobowych takich jak osteoporoza biodra, zwichnięcie stawu biodrowego, po zabiegu operacyjnym np. artroskopia, endoprotezoplastyka.



STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO

nr kat. PHAI011



CECHY PRODUKTU:

stabilizator stawu skokowego nadaje się zarówno do celów sportowych - chroni i usztywnia staw skokowy, jak i do celów rehabilitacyjnych - pomaga w leczeniu uszkodzonego lub nadwyrężonego stawu skokowego.

ZASTOSOWANIE:

- przeciążenia wynikające z obciążeń wysiłkowych,
- zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez kompresję stawu,
- profilaktyka występowania urazu,
- wzmocnienie aparatu więzadłowego stawu skokowego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Obwód stawu skokowego (cm)	19 - 21	22 - 24	25 - 27	28 - 30

ACHILLO MEDICAL

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO

nr kat. MY2721 - kolor srebrno-niebieski

nr kat. MY2723 - kolor czarny



CECHY PRODUKTU:

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- boczne silikonowe wkładki odciążające ścięgno Achillesa,
- silikonowy podpiętek redukujący napięcie ścięgna,
- wersja prawa i lewa,
- kolor: srebrno-niebieski, czarny.

ZASTOSOWANIE:

- pourazowe i pooperacyjne stany zapalne ścięgna Achillesa,
- przeciążenia ścięgna Achillesa.

Rozmiar	S	M	L	XL	XL
Obwód kostki (cm)	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27

MALLEO MEDICAL

STABILIZATOR STAWU SKOKOWEGO

nr kat. MY2722 - kolor srebrno-niebieski

nr kat. MY2724 - kolor czarny



CECHY PRODUKTU:

- dzianina zapewniająca optymalny komfort i lepsze dopasowanie do kształtu ciała,
- boczne silikonowe wkładki zapewniają optymalną kompresję,
- elastyczne brzegi bezuciskowe,
- wersja prawa i lewa,
- kolor: niebiesko-srebrny, czarny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy i osłabienie więzadeł,
- choroba zwyrodnieniowa stawów i skręcenia,
- profilaktyka przeciążeń stawu skokowego.

Rozmiar	1	2	3	4	5	6
Obwód kostki (cm)	17 - 19	19 - 21	21 - 23	23 - 25	25 - 27	27 - 29

AFO - SOFT

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO

nr kat. DRQI0H



CECHY PRODUKTU:

- orteza typu otwartego, wykonana z dzianiny dystansowej AIR-X charakteryzującej się bardzo dobrą przepuszczalnością powietrza i wilgoci,
- „strefy komfortu” umieszczone w miejscach wrażliwych w celu zabezpieczenia przed otarciami oraz lepszej stabilizacji,
- zapinana na rzepy,
- dodatkowa elastyczna taśma umożliwiająca regulację siły stabilizacji oraz ustawienie stopy w zgięciu grzbietowym,
- uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego.

ZASTOSOWANIE:

orteza o szerokim zastosowaniu terapeutycznym, efektywnie wspomaga proces doleczenia i rehabilitacji urazów stawu skokowego lub dysfunkcji tego obszaru, wspomaga pośrednie ustawienie stopy.

Rozmiar	S	M	L
Obwód nogi nad kostką (cm)	19 - 22	23 - 25	26 - 28

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW SKOKOWY

(PNEUMATYCZNO-ŻELOWA)

nr kat. QAR03091



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z tworzywa,
- taśma podeszwowa o regulowalnej długości dająca możliwość dopasowania obwodowego ortezy oraz zapewniająca swobodny ruch zgięcia podeszwy i grzbietowego,
- część wewnętrzna ortezy składa się z dwóch elementów: górny wypełniony powietrzem, dolny wypełniony żelą (możliwość schładzania i ogrzewania),
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

stany pourazowe stawów skokowych (skręcenia, zwichnięcia) w fazie leczenia czynnościowego, niestabilność stawu skokowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, ochrona stawów skokowych podczas pourazowego powrotu do czynności sportowych lub zawodowych.

Rozmiar uniwersalny.

TALU MEDICAL

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW SKOKOWY

nr kat. MY272131



CECHY PRODUKTU:

- anatomicznie wyprofilowane plastikowe łuski dla lepszego dopasowania,
- dwie taśmy stabilizujące na rzepy,
- taśma podeszwowa umożliwiająca regulację szerokości,
- piankowa wkładka zapewniająca lepsze dokończanie,
- kolor: czarny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy więzadeł,
- skręcenia stawu skokowego górnego,
- doleczenie pooperacyjne.

Rozmiar uniwersalny.



AEROSTAB PRO SPORT

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW SKOKOWY
nr kat. DRQ10W



CECHY PRODUKTU:

- dopasowana konstrukcja zapewnia komfort użytkowania,
- oryginalna osłona została zaprojektowana tak, aby pasowała do budowy stawu,
- dwie elastyczne taśmy poprzeczne zapobiegają niestabilnym ruchom kostki w boki i do przodu,
- miękki materiał chroni tkanki miękkie,
- model na lewą lub prawą nogę,
- wspomaganie stabilizacji dwoma taśmami dociągowymi,
- kolor: czarny, uchwyt z logo.

ZASTOSOWANIE:

zabezpiecza staw skokowy przed nadmiernymi ruchami ewersyjnymi oraz inwersyjnymi. Stabilizacja w przypadku trwałej lub czasowej niestabilności stawu. Leczenie urazów stawów skokowych: skręceń I i II stopnia, uszkodzeń więzadłowych. Profilaktyka urazów, przeciążeń oraz nawykowych skręceń w okolicach stawu piszczelowo-skokowego.



Rozmiar ortezy	Rozmiar stopy
S	37-40
M	40-44
L	44-47



AEROSTAB

ORTEZA STABILIZUJĄCA STAW SKOKOWY
nr kat. DRQ10P



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana jest z elastycznej pianki laminowanej wewnątrz dzianiną z miękkich włókien poliamidowych, zaś na zewnątrz dzianiną welurową,
- intuicyjny system sznurowania zapewnia indywidualną siłę kompresji w zależności od wymagań pacjenta,
- stabilizację zapewniają wyprofilowane stalki wzmocnione dodatkowo termoplastycznym tworzywem,
- miękkie wyściełanie chroni tkanki miękkie w obrębie stawu,
- uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

- skrócenie stawu piszczelowo - skokowego I° i II°,
- zabezpieczenie staw przed nadmiernymi ruchami ewersyjnymi i inwersyjnymi,
- nawykowe skrócenie stawu piszczelowo - skokowego,
- wsparcie w procesie rekonwalescencji po przebytych urazach,
- profilaktyka występowania urazów.

Rozmiar	S	M	L
Obwód stawu skokowego przez piętę (cm)	27 - 30	30 - 33	33 - 36

PRO8

ORTEZA STAWU SKOKOWEGO
nr kat. MQB2A



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z trójwarstwowej oddychającej tkaniny,
- wzmocniona wyprofilowanymi fiszbinami zapewniającymi unieruchomienie stawu skokowego,
- sznurowanie na grzbietowej stronie stopy dające możliwość lepszego dopasowania do kształtu kończyny,
- dwie dodatkowe taśmy stabilizujące dla bocznej i przyśrodkowej wzmocnienia więzadeł stawów skokowych,
- odkryta pięta, wolne przodostopie,
- uniwersalne zaopatrzenie prawego i lewego stawu skokowego.

ZASTOSOWANIE:

leczenie urazów stawów skokowych: skręceń, przeciążeń, uszkodzeń więzadłowych. Stabilizacja w przypadku trwałej lub czasowej niestabilności stawu skokowego. Profilaktyka urazów i przeciążeń tej okolicy.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Obwód przez guza piętowego i podbicie (cm)	25 - 28	28 - 31	31 - 33	33 - 36	36 - 41



SOLID WALKER

ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA DUKOMOROWA
nr kat. MQB5PLAK - niska



CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację,
- korpus zapewnia swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka została wykonana z miękkiego, oddychającego materiału,
- dwie osobne komory powietrzne zapewniają możliwość regulacji siły kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- krótka wersja buta posiada dodatkową podkładkę pod panel przedni dla lepszego komfortu użytkownika,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

orteza stopowo-goleniowa Solid Walker zapewnia stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

Rozmiar	S	M	L
Rozmiar buta (cm)	34 - 38	38 - 42	42 - 46
Wysokość buta (cm)	26,6	26,7	27,2

SOLID WALKER

ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA DUKOMOROWA
nr kat. MQB5PLAD - wysoka



CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację,
- korpus zapewnia swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka została wykonana z miękkiego, oddychającego materiału,
- dwie osobne komory powietrzne zapewniają możliwość regulacji siły kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

orteza stopowo-goleniowa Solid Walker zapewnia stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

Rozmiar	S	M	L
Rozmiar buta (cm)	34 - 38	38 - 42	42 - 46
Wysokość buta (cm)	37,2	42,1	43,1

NEO WALKER

ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA
nr kat. DRQI0Y



CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację,
- korpus zapewnia swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka została wykonana z miękkiego, oddychającego materiału,
- komora powietrzna zapewnia możliwość regulacji siły kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- regulowana osłona zapewnia ochronę palców,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

Neo Walker zapewnia stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

PRZECIWWSKAZANIA:

wyrób nie powinien być stosowany w przypadku wystąpienia owrzodzenia skóry lub otwartych ran oraz otwartych lub niestabilnych złamań.

BUT NISKI

Rozmiar	S	M	L
Wysokość (cm)	27,40	28,30	28,30
Wkładka rozmiar (cm)	26,60	29,10	31,70
Waga (kg)	0,98	1,09	1,27
Rozmiar buta	33-36	37-43	44-47

BUT WYSOKI

Rozmiar	S	M	L
Wysokość (cm)	41,80	43,35	44,85
Wkładka rozmiar (cm)	26,60	29,10	31,70
Waga (kg)	1,23	1,29	1,46
Rozmiar buta	33-36	37-43	44-47



**ORTEZA
STOPOWO-GOLENIOWA**

(PNEUMATYCZNA) - BUT NISKI
nr kat. QAM04021NZ, QAM04031NZ,
QAM04041NZ, QAM04051NZ



CECHY PRODUKTU:

- miękka, pneumatyczna wyściółka pozwalająca na regulację stopnia kompresji tkanek miękkich,
- zapinana przy pomocy taśm rzepowych,
- osłonięty zegar umożliwiający podwójne ograniczenie zakresu kąтового ruchu zgięcia podszwowego i grzbietowego od 0° - 45° co 15°,
- profilowana podeszwa umożliwiająca stabilny zbliżony do fizjologicznego chód,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja oraz przeciwdziałanie obrzękom w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego drugiego i trzeciego stopnia, doleczenie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego, śródstopia, unieruchomienie w wybranym zakresie terapeutycznym po zabiegach operacyjnych, zabieg operacyjny na stawie palucha, uszkodzenia tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, ochrona i stabilizacja pourazowa okolic stopy i stawów skokowych, konieczność unieruchomienia stawów skokowych w wybranym zakresie terapeutycznym.

Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar buta (cm)	36 - 39	40 - 44	44 - 46	46+
Wysokość buta (cm)	29	30	31	35

**ORTEZA
STOPOWO-GOLENIOWA**

(PNEUMATYCZNA) - BUT WYSOKI
nr kat. QAM04021WZ, QAM04031WZ,
QAM04041WZ, QAM04051WZ



CECHY PRODUKTU:

- miękka, pneumatyczna wyściółka pozwalająca na regulację stopnia kompresji tkanek miękkich,
- zapinana przy pomocy taśm rzepowych,
- osłonięty zegar umożliwiający podwójne ograniczenie zakresu kąтового ruchu zgięcia podszwowego i grzbietowego od 0° - 45° co 15°,
- profilowana podeszwa umożliwiająca stabilny zbliżony do fizjologicznego chód,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny,
- kolor czarny.

ZASTOSOWANIE:

stabilizacja oraz przeciwdziałanie obrzękom w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, dystalnej części goleni, skręceń stawu skokowego drugiego i trzeciego stopnia, doleczenie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego, śródstopia, unieruchomienie w wybranym zakresie terapeutycznym po zabiegach operacyjnych, zabieg operacyjny na stawie palucha, uszkodzenia tkanki miękkiej, ścięgna Achillesa, ochrona i stabilizacja pourazowa okolic stopy i stawów skokowych, konieczność unieruchomienia stawów skokowych w wybranym zakresie terapeutycznym.

Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar buta (cm)	36 - 39	40 - 44	44 - 46	46+
Wysokość buta (cm)	39	40	42	45

OVATION GEN 2 WALKER

ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA KRÓTKA
nr kat. OV1010



Ovation Medical



CECHY PRODUKTU:

- rama buta wykonana z włókna szklanego, specjalnie wzmocnianego nylonem,
- wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu,
- bez dodatku lateksu,
- unikalnie zaprojektowana podeszwa zapewnia zachowanie naturalnych właściwości przetoczenia stopy, wspierając przy tym stabilizację na każdej powierzchni,
- kolor czarno-niebieski,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy tkanek miękkich okolicy stawu skokowego i stopy,
- doleczenie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

PRZECIWWSKAZANIA:

- zaburzenia czucia,
- owrzodzenia skóry, rany otwarte,
- odrętwienia, objawy bólowe.

Wysokość ortezy 32 cm.

Rozmiar	Rozmiar buta (cm)
XS	34 - 36
S	37 - 39
M	40 - 44
L	45 - 47

OVATION GEN 2 WALKER

ORTEZA STOPOWO-GOLENIOWA
nr kat. OV1000



Ovation Medical



CECHY PRODUKTU:

- rama buta wykonana z włókna szklanego, specjalnie wzmocnianego nylonem,
- wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu,
- bez dodatku lateksu,
- unikalnie zaprojektowana podeszwa zapewnia zachowanie naturalnych właściwości przetoczenia stopy, wspierając przy tym stabilizację na każdej powierzchni,
- kolor czarno-niebieski,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

- urazy tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy, goleni,
- skręcenia stawu skokowego II i III stopnia,
- doleczenie stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

PRZECIWWSKAZANIA:

- zaburzenia czucia,
- owrzodzenia skóry, rany otwarte,
- odrętwienia, objawy bólowe.

Wysokość ortezy 43 cm.

Rozmiar	Rozmiar buta (cm)
XS	34 - 36
S	37 - 39
M	40 - 44
L	45 - 47



AIR WALKING BOOT

ORTEZA STOPOWO - GOLENIOWA
nr kat. DRQ15F - niska



CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację,
- korpus zapewnia swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka została wykonana z miękkiego, oddychającego materiału,
- dwie komory powietrzne zapewniają możliwość regulacji siły kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- regulowana osłona zapewnia ochronę palców,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

Air Walking Boot zapewnia stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

PRZECIWWSKAZANIA:

wyrób nie powinien być stosowany w przypadku wystąpienia owrzodzenia skóry lub otwartych ran oraz otwartych lub niestabilnych złamań.

Rozmiar	S	M	L	XL
Wysokość (cm)	19,5	21,5	22,5	25
Wkładka rozmiar	36 - 38	38 - 40	40 - 43	43 - 46
Waga (kg)	0,8	0,93	1,05	1,40

AIR WALKING BOOT

ORTEZA STOPOWO - GOLENIOWA
nr kat. DRQ15E - wysoka



CECHY PRODUKTU:

- orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację,
- korpus zapewnia swobodną cyrkulację powietrza,
- profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego,
- wewnętrzna wyściółka została wykonana z miękkiego, oddychającego materiału,
- dwie komory powietrzne zapewniają możliwość regulacji siły kompresji tkanek miękkich oraz siły stabilizacji,
- regulowana osłona zapewnia ochronę palców,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

Air Walking Boot zapewnia stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, doleczenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

PRZECIWWSKAZANIA:

wyrób nie powinien być stosowany w przypadku wystąpienia owrzodzenia skóry lub otwartych ran oraz otwartych lub niestabilnych złamań.

Rozmiar	S	M	L	XL
Wysokość (cm)	33	37	39	41
Wkładka rozmiar	36 - 38	38 - 40	40 - 43	43 - 46
Waga (kg)	1,00	1,16	1,32	1,76

PODPIĘTEK DO ORTEZY STOPOWO-GOLENIOWEJ

nr kat. DRQR5A



CECHY PRODUKTU:

- podpiętki wykonane z pianki EVA pokrytej włókniną,
- w zestawie pięć różnych rozmiarów,
- dostępna wersja prawa i lewa,
- kolor: biały.

ZASTOSOWANIE:

stosowane w leczeniu i rehabilitacji urazów i dysfunkcji ścięgna Achillesa, stosowane z ortezą stopowo-goleniową pozwalają na uniesienie pięty oraz dają możliwość końskiego ustawienia stopy co zapobiega jej rotacji, wyjmowanie kolejnych podpiętek pozwala stopniowo rozciągać ścięgno Achillesa.



AFO - FIT

ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPE
nr kat. DRQI1A

**CECHY PRODUKTU:**

- lekka,
- wykonana z polipropylenu,
- dodatkowa taśma stabilizująca staw skokowy,
- wolna pięta,
- wysoki poziom higieny,
- wersja prawa i lewa.

ZASTOSOWANIE:

przeciwdziałanie opadaniu stopy w przypadku porażeń nerwu strzałkowego oraz innych schorzeń neurologicznych.

Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar buta	35 - 37	37 - 39	39 - 41	41 - 44

AFO - NIGHT

ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPE
nr kat. DRQI3A

**CECHY PRODUKTU:**

- orteza typu otwartego,
- lekka konstrukcja wykonana z polipropylenu, miękko wyścielana,
- system pasów dociągowo-stabilizujących umożliwia korekcję ustawienia stopy względem goleni,
- możliwość zaopatrzenia w przypadku obecności opatrunków na stopie lub goleni,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny,
- przeznaczona dla osób leżących.

ZASTOSOWANIE:

korygowanie ustawienia stopy względem goleni od pozycji pośredniej w kierunku zgięcia grzbietowego stopy, profilaktyka przykurczy u chorych leżących ze schorzeniami neurologicznymi.

Wysokość ortezy: 37 cm.

Rozmiar	S	M	L
Długość stopy (cm)	23	24,5	26

FOOT-RISE

ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPE
nr kat. MQB1F



CECHY PRODUKTU:

- orteza w wersji podstawowej składa się z taśmy obejmującej staw skokowy, przyczepnej wkładki oraz opaski pozwalającej na stosowanie ortozy bez obuwia,
- taśma wykonana jest z dzianiny dystansowej oraz elastycznej pianki,
- wkładka jest umieszczana między językiem a sznurówkami obuwia, jej położenie determinuje stopień wspomagania zgięcia grzbietowego stopy,
- elementy są łączone ze sobą za pomocą mocnej, elastycznej taśmy o łatwym systemie zapięcia.

ZASTOSOWANIE:

przeciwdziałanie zaburzeniom chodu (opadaniu stopy) w przypadku neuropatii nerwu strzałkowego, porażenia nerwu strzałkowego różnej etiologii.

WERSJA PODSTAWOWA:

Należy zmierzyć obwód stawu skokowego na wysokości kostek.

Wysokość ortozy: 14 cm.

Rozmiar	S	M	L
Obwód (cm)	18 - 21	22 - 26	27 - 33

OVATION HYBRID NIGHT SPLINT

ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPE
nr kat. OV3001



OvationMedical



CECHY PRODUKTU:

- rama wykonana z polipropylenu,
- wkładka wykonana z pianki o otwartych komórkach ze szczotkowanego nylonu,
- bez dodatku lateksu,
- dzięki zastosowaniu pasów dociągowych oraz unikatowemu systemowi doboru kąta zgięcia, orteza zapewnia niezbędne wsparcie oraz komfort noszenia,
- kolor czarno-niebieski,
- uniwersalne zaopatrzenie prawej i lewej kończyny.

ZASTOSOWANIE:

- zapalenie rozciągna podszwawego,
- porażenie nerwu strzałkowego,
- stany pooperacyjne prostowników goleni i stopy.

PRZECIWWSKAZANIA:

- żylaki kończyny dolnej,
- stany zapalne i podrażnienia skóry w obrębie działania ortozy,
- obrzęki goleni i stopy,
- stopa cukrzycowa,
- wady wrodzone stóp oraz utrwalone deformacje,
- spastyczność.

Rozmiar	Mężczyźni	Kobiety
S - M	39 - 42,5	37,5 - 42,5
L - XL	43 - 49	43 - 48

MATRIX MAX 2

DYNAMICZNA ORTEZA NA OPADAJĄCĄ STOPE
nr kat. TFFH260



CECHY PRODUKTU:

- orteza wykonana z materiałów kompozytowych:
 - włókna szklanego,
 - włókna węglowego,
- ergonomiczny design,
- lekka konstrukcja,
- zastosowane materiały pozwalają zachować wytrzymałość oraz elastyczność,
- regulacja położenia ochraniacza na piszczelu,
- termoformowalna konstrukcja,
- orteza nie ulega trwałej deformacji w wyniku cyklicznego obciążenia.

ZASTOSOWANIE:

przeciwdziałanie zaburzeniom chodu (opadaniu stopy) w przypadku neuropatii nerwu strzałkowego, porażień nerwu strzałkowego różnej etiologii, wsparcie prawidłowego przetoczenia stopy.

Rozmiar	S	M	L
Wysokość łydki (cm)	28 (38 - 42)	29.5 (40 - 45)	31.5 (43 - 48)
Długość podkładki (cm)	22 - 24	24 - 26	26 - 29

EASY WALK® KITE AFO

DYNAMICZNA ORTEZA NA
OPADAJĄCĄ STOPE
nr kat. AFO10K



ORTHO BALTIC



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z włókna węglowego,
- dedykowana najmłodszym pacjentom,
- ergonomiczny design,
- lekka konstrukcja,
- zastosowane materiały pozwalają zachować wytrzymałość oraz elastyczność,
- węglowa płyta stopy wspomaga chód, zginając się i zapewniając zwrot energii potrzebny do odbicia palców, istnieje możliwość przycięcia w celu dopasowania do obuwia,
- zaprojektowana do kontroli ruchu środkowo-bocznego oraz stabilizacji stawu skokowego,
- kolor czarny,
- wersja prawa i lewa.

ZASTOSOWANIE:

Chód niestabilny; opadająca stopa; mózgowe porażenie dziecięce; rozszczep kręgosłupa, odtworzenie znamion właściwej propulsji, porażenie i uszkodzenie nerwu strzałkowego.

Rozmiar	S	M	L	XL
Rozmiar buta	20 - 24	24 - 27	27 - 30	30 - 33
Wysokość (cm)	21	25	29	34

EASY WALK® STABILITY AFO

DYNAMICZNA ORTEZA NA
OPADAJĄCĄ STOPE
nr kat. AFO10T



ORTHO BALTIC



CECHY PRODUKTU:

- wykonana przez połączenie włókna węglowego z materiałami kompozytowymi,
- ergonomiczny design,
- lekka konstrukcja,
- zastosowane materiały pozwalają zachować wytrzymałość oraz elastyczność,
- szczególnie cienka konstrukcja podeszwy nie wpływa na postawę,
- zapewnia dynamiczne wsparcie w kontroli niestabilności stawu skokowego.
- dzięki zastosowaniu wolnej strefy guza piętowego, orteza nie wywiera ucisku na najwrażliwsze części stopy, zezwalając na prawidłowe ruchy inwersji i ewersji guza piętowego,
- trzypunktowy system mocowania (na łydce, stawie skokowym i stopie pacjenta), pozwala na kontrolę środkowo-boczną stopy i stawu skokowego,
- specyficzna konstrukcja wspornika w ortezie „stability” pozwala na maksymalne rozłożenie siły i zwrot energii podczas chodu,
- istnieje możliwość przycięcia płyty stopy w celu dopasowania do obuwia,
- kolor czarny,
- wersja prawa i lewa.

ZASTOSOWANIE:

porażenie nerwu strzałkowego, opadająca stopa, stany po operacji prostownika łydki i stopy, artretyzm kostki, deficyt propriocepcji, zapalenie stawów skokowych, porażenie nerwu strzałkowego.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Rozmiar buta	34 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45	45 - 47
Wysokość (cm)	32,5	33,5	34,5	35,5	37,5

EASY WALK® ADVANCE AFO, ADVANCE II AFO

DYNAMICZNA ORTEZA NA

OPADAJĄCĄ STOPE

nr kat. AFO10A - ADVANCE AFO

nr kat. AFO12A - ADVANCE II AFO



ORTHO BALTIC



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z włókna węglowego
- ergonomiczny design, zoptymalizowany pod kątem uniesienia palców
- lekka konstrukcja,
- zastosowane materiały pozwalają zachować wytrzymałość oraz elastyczność,
- szczególnie cienka konstrukcja podeszwy nie wpływa na postawę,
- dzięki zastosowaniu wolnej strefy guza piętowego, orteza nie wywiera ucisku na najwrażliwsze
- części stopy, zezwalając na prawidłowe ruchy inwersji i ewersji guza piętowego
- wsparcie łydki zostało zaprojektowane tak, aby dostosować się do różnych kształtów i zapewnić zwrot energii podczas chodu,
- istnieje możliwość przycięcia płyty stopy w celu dopasowania do obuwia,
- w modelu Advance II system pasków z wygodną magnetyczną klamrą łączy solidne trzymanie, trwałość i łatwość regulacji długości,
- kolor czarny,
- wersja prawa i lewa.

ZASTOSOWANIE:

opadająca stopa; stany po operacji prostownika łydki i stopy; zapalenie stawów skokowych.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Rozmiar buta	34 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45	45 - 47
Wysokość (cm)	32,5	33,5	34,5	35,5	37,5

EASY WALK® FIXATION AFO

DYNAMICZNA ORTEZA NA

OPADAJĄCĄ STOPE

nr kat. AFO10F



ORTHO BALTIC



CECHY PRODUKTU:

- wykonana z włókna węglowego
- ergonomiczny design,
- lekka konstrukcja,
- zastosowane materiały pozwalają zachować wytrzymałość oraz elastyczność,
- szczególnie cienka konstrukcja podeszwy nie wpływa na postawę,
- maksymalizuje wsparcie stawu skokowego i zapewnia optymalny biomechaniczny cykl chodu,
- pozwala pacjentowi na kontrolę środkowo-boczną stopy dzięki mocnemu bocz-nemu usztywnieniu dolnej części nogi,
- istnieje możliwość przycięcia płyty stopy w celu dopasowania do obuwia,
- konstrukcja wspornika pozwala na maksymalne boczne wsparcie podczas chodu,
- kolor czarny,
- wersja prawa i lewa.

ZASTOSOWANIE:

opadająca stopa; niestabilności stawu skokowego; stany po operacji prostownika łydki i stopy; zapalenie stawów skokowych; porażenie nerwu strzałkowego.

Rozmiar	XS	S	M	L	XL
Rozmiar buta	34 - 36	36 - 39	39 - 42	42 - 45	45 - 47
Wysokość (cm)	32,5	33,5	34,5	35,5	37,5

KOORDYNATORZY REGIONALNI



Numery telefonów do koordynatorów regionalnych:

1. 605 842 886
2. 609 110 063

3. 695 120 702
4. 609 117 565

5. 606 740 778
6. 607 459 237

7. 605 559 393

**MDH Sp. z o.o. jest dystrybutorem dla wymienionych
poniżej produktów/producentów:**

Lp.	Produkt	Strona w katalogu	Producent
1	Versa Fit	40	 Ovation Medical 5155 Clareton Dr. Agoura Hills, CA. 91301 800 403-6466 www.ovationmed.com
2	Thumb versa Fit	40	
3	Compact Pro	82	
4	Game Changer Gen 2	88	
5	Ovation Gen 2 Walker	104	
6	Ovation Hybrid Night Splint	109	
7	Matrix Max 2	110	 Trulife Limited 41 Amos Road, Sheffield, S9 1BX, Wielka Brytania www.trulife.com
8	Easy Walk® Kite AFO	111	 UAB Ortho Baltic Taikos ave. 131A, LT-51124 Kaunas, Lithuania tel.: +370 37 473970, fax +370 37 473863 e-mail: info@orthobaltic.lt www.orthobaltic.eu
9	Easy Walk® Stability AFO	111	
10	Easy Walk® Adv. AFO, Adv. II AFO	112	
11	Easy Walk® Fixation AFO	112	

NOTATKI



mdh Sp. z o.o.
ul. Maratońska 104, 94-007 Łódź

DZIAŁ HANDLOWY PROFILAKTYKA&ORTOPEDIA
tel.: 42 636 81 44,
e-mail: port@meyragroup.com

DZIAŁ MARKETINGU PROFILAKTYKA&ORTOPEDIA
tel.: 42 674 82 42,
e-mail: mdh.marketing@meyragroup.com

DZIAŁ SERWISU PROFILAKTYKA&ORTOPEDIA
tel.: 605 553 424,
e-mail: mdh.serwisort@meyragroup.com